



Deidre


# Die Passform macht den Unterschied

*zwischen dem Zuhausebleiben und  
der Rückkehr an den Arbeitsplatz*

**SenSura<sup>®</sup>Mio**



# Der elastische Hautschutz von SenSura<sup>®</sup> Mio: Aufbau




## Für einen sicheren Halt ist der Hautschutz das A und O.

Einen Hautschutz zu finden, der genau zum Körperprofil des Patienten passt, ist daher entscheidend. Aber um Leckagen und Hautprobleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, einen Hautschutz zu verwenden, der für individuelle Patientenbedürfnisse maßgeschneidert ist.

## Der elastische Hautschutz von SenSura® Mio ist in drei verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich


Zusätzlich zu dem elastischen Schutzfilm besteht der Hautschutz von SenSura® Mio aus zwei Schichten – einer äußeren und einer inneren Schicht. Durch die sorgfältige Abstimmung der einzelnen Komponenten in diesen beiden Schichten ist der Hautschutz für spezielle Bedürfnisse maßgeschneidert.



### SenSura® Mio plan – einteiliger Kolostoma-Hautschutz

Ausgewogene Kombination aus Halt und Adhäsion, Kohäsion und Absorption für Personen mit ebenmäßigen Körperprofilen und Kolostoma.

**Besonderheiten der Zusammensetzung:** Elastische Polymere und Hydrokolloide sorgen für Stabilität und Feuchtigkeitsabsorption.




### SenSura® Mio Konvex und Konkav – einteiliger Kolostoma-Hautschutz

### SenSura® Mio – einteiliger Ileostoma- und Urostoma-Hautschutz

Ausgewogene Kombination aus Halt und Adhäsion, Kohäsion und Absorption für Personen mit herausfordernden Körperprofilen und/oder aggressivem oder flüssigem Auslass.

**Besonderheiten der Zusammensetzung:** Modifiziertes Hydrokolloidsystem für angepasste Absorptionskapazität mit erhöhter Haftung.



### SenSura® Mio – zweiteiliger Hautschutz

Ausgewogene Kombination aus Haftung und Adhäsion, Kohäsion und Absorption für alle Körperprofile mit Bedarf an stärkerem Halt.

**Besonderheiten der Zusammensetzung:** Hydrokolloidsystem mit Feuchtigkeitsabsorption und Hautschutz, speziell angepasst an zweiteilige Systeme.

	SenSura® Mio einteilige Kolostomieversorgung	SenSura® Mio einteilige Ileostomie- und Urostomieversorgung	SenSura® Mio zweiteilige Versorgung
Ebenmäßig			
Nach innen gewölbt			
Nach außen gewölbt			

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwendern finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus bieten wir in Deutschland auch Homecare-Dienstleistungen an. Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.