

# Katalog Interventional Urology



## Unsere Mission

Wir erleichtern das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen.





Lassen Sie uns  
gemeinsam  
das Leben von  
Menschen mit  
sehr persönlichen  
medizinischen  
Bedürfnissen  
erleichtern.



### **Innovation und Verantwortung – seit mehr als 130 Jahren**

Unsere Mission ist es, das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen zu erleichtern. Seit mehr als 130 Jahren entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit Anwendern therapeutische Lösungen in der Urologie auf höchstem wissenschaftlichem Niveau. Durch unsere Expertise und unseren hohen Qualitätsanspruch über alle Produktionsprozesse hinweg sind wir in der Lage, Ihnen klinisch erprobte urologische Medizinprodukte weltweit anzubieten.

### **Unsere Lösungen für eine verbesserte Patientenversorgung**

Mit unseren führenden Medizinprodukten in der Urologie unterstützen wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit: u.a. mit dem Coloplast TFL Drive Laser, den Dormia® Steinfangkörbchen, Harnleiterschienen aus verschiedenen Materialien, der ReTrace® Ureterschleuse, Silikon-Kathetern, dem Elefant® Spülsauger für die laparoskopische und robotische Chirurgie, dem Titan® Touch Schwellkörperimplantat zur Behandlung der Erektile Dysfunktion sowie chirurgischen Lösungen bei weiblicher Stressinkontinenz und Beckenbodenprolaps.

### **Vertrauenswürdiger Partner an Ihrer Seite**

Um den spezifischen Bedürfnissen von Ihnen und Ihren Patienten im urologischen Alltag gerecht zu werden, stehen wir Ihnen über unseren Kundenservice sowie unseren Außendienst jederzeit zur Verfügung. Wir sind als Partner an Ihrer Seite, um die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.

### **Ihr Coloplast Team**

#### **Unser Kundenservice**

##### **Deutschland**

+49 (0)40 66 98 07-77 / [service@coloplast.com](mailto:service@coloplast.com)

##### **Österreich**

+43 (0)1 707 57 51-0 / [at@coloplast.com](mailto:at@coloplast.com)

##### **Schweiz**

0800 777 070 / [swissinfo@coloplast.com](mailto:swissinfo@coloplast.com)



# Inhalt

## Laser

6 | Thulium Fiber Laser-System

## Endourologie

10 | Steinfangkörbchen

13 | Trainingsmodell K-Box®

14 | Ureterschleuse

15 | Ureter-Dilatation

16 | Ureterschienen mit Doppelpigtail

37 | Ureterschienen mit Doppelpigtail: Spezialschienen

40 | Ureterschienen mit einem Pigtail (Mono-)

41 | Führungsdrähte

44 | Ureterkatheter

## Perkutane Harnableitung

50 | Suprapubische Ableitung

53 | Perkutane Nephrostomie

58 | Urostomie-Ableitung

## 62 | Konnektoren und Verschlussstopfen

## Unterer Harntrakt

66 | Prostatakatheter aus Silikon

71 | Einführhilfe für Prostatakatheter

72 | Evakuator für die Harnblase

73 | Urethradilatation

74 | Foleykatheter aus Silikon

77 | Katheterventil zur Verbindung mit Dauerkatheter

78 | Katheter ohne Ballon

79 | Intravesikale Injektion

## Implantate für den Mann

82 | Schwellkörperimplantate

87 | Männliche Belastungsinkontinenz

## Urogynäkologie

90 | Weibliche Belastungsinkontinenz

91 | Prolapsbehandlung

## Chirurgie

94 | Laparoskopische Chirurgie

96 | Chirurgische Drainagen

## Weitere Informationen


100 | Maßeinheiten

101 | Alphabetisches Stichwortverzeichnis

103 | Seitenverzeichnis und Pharmazentralnummern

# Thulium Fiber Laser-System

- › Coloplast TFL Drive



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

# Coloplast TFL Drive: Thulium Fiber Laser

Innovativer 60 Watt Thulium-Faserlaser, der chirurgische Vielseitigkeit und optimale klinische Leistung mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche vereint.

## Vielseitig einsetzbar

Die **All-in-One-Lösung** für die Behandlung von Steinen, BPH und Weichteilgewebe – auch in anderen chirurgischen Fachgebieten.

## Intuitive Benutzeroberfläche

Leitet den Anwender schnell und sicher zur Auswahl geeigneter Parameter für die gewünschte Behandlung.

## Leistungsstark

Die TFL-Technologie ist die neueste und modernste Lasertechnologie, die eine hocheffektive intraoperative Leistung ermöglicht.

## Sicherheit

Der Coloplast TFL Drive wurde unter dem Aspekt der Sicherheit entwickelt. Wenn die von internationalen Endourologie-Experten vordefinierten Leistungsgrenzen überschritten werden, erscheint eine Sicherheitswarnung auf dem Bildschirm.



### Coloplast TFL Drive, 60W Thulium Fiber Laser System

Artikel-Nr.	Stk./VE
TFLD01	1

### Zubehör

Artikel-Nr.	
FS0310	Fiberstripper – optische Fasern Ø 300–1.000 µm
FS0104	Fiberstripper – optische Fasern Ø 100–400 µm
CPGL01	Laserschutzbrille
CPIC01	Überbrückungsstecker (mit Verriegelung)
CPDFS1	Fußschalter (Bedienung & Auslösen)
CPOBS1	Blast Shield
CPCASE	Zubehörkoffer
KEY001	Schlüssel
AAM000032	Prüfoptik zur Faserüberprüfung

## Laser Spezifikationen

<b>Wellenlänge</b>	1940 nm ± 20 nm
<b>Laser-Energie</b>	0.02 – 6 J
<b>Laser-Frequenz</b>	1 – 2500 Hz
<b>Maximale Leistung</b>	60 W
<b>Betriebsmodus</b>	gepulster und ungepulster (Pulsdauer: 50 µs – bis ungepulst)
<b>Zielstrahl</b>	Grün 532 nm (Helligkeit anpassbar) < 5 mW, Klasse 3R
<b>Anschlusswerte</b>	100 – 240 Vac; 50/60 Hz; 1.000 VA (einfache Einrichtung und Benutzung über Standard-Steckdose)
<b>Maße</b>	Bildschirm aufgestellt: 470 × 810 × 1.156 mm Bildschirm zugeklappt: 470 × 810 × 940 mm
<b>Gewicht</b>	100 kg
<b>Touchscreen</b>	vertikal und horizontal drehbar sowie einklappbar
<b>Laseranschluss</b>	Lichtring zeigt den Generatorstatus
<b>IR-Sensor</b>	für freihändiges Öffnen des Faseranschlusses
<b>Dualer Fußschalter</b>	Rechtes Pedal: Wechsel zwischen Behandlungsmodi Linkes Pedal: Initiieren des Laserstrahls



### Laser Fasern, steril

Artikel-Nr.	Art der Faser	Anwendung	Stk./VE
FBI272	Optische Faser 272 µm Ball tip	1 Mal	5
FLI600	Laterale Faser	1 Mal	5
FSI150	Optische Faser 150 µm Standard	1 Mal	5
FSI200	Optische Faser 200 µm Standard	1 Mal	5
FSI272	Optische Faser 272 µm Präzision	1 Mal	5
FSI365	Optische Faser 365 µm Präzision	1 Mal	5
FSI550	Optische Faser 550 µm	1 Mal	5
FSI800	Optische Faser 800 µm	1 Mal	5
FSI000	Optische Faser 1000 µm	1 Mal	5
FSV200	Optische Faser 200 µm Standard	5 Mal	5
FSV272	Optische Faser 272 µm Präzision	5 Mal	5
FSV365	Optische Faser 365 µm Präzision	5 Mal	5
FSV550	Optische Faser 550 µm	5 Mal	5
FSV800	Optische Faser 800 µm	5 Mal	5
FSV000	Optische Faser 1000 µm	5 Mal	5
FSX200	Optische Faser 200 µm Standard	10 Mal	5
FSX272	Optische Faser 272 µm Präzision	10 Mal	5
FSX365	Optische Faser 365 µm Präzision	10 Mal	5
FSX550	Optische Faser 550 µm	10 Mal	5
FSX800	Optische Faser 800 µm	10 Mal	5
FSX000	Optische Faser 1000 µm	10 Mal	5



Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann



Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Endourologie

- › Steinfangkörbchen
- › Trainingsmodell K-Box®
- › Ureterschleuse
- › Ureter-Dilatation
- › Ureterschienen mit Doppelpigtail
- › Ureterschienen mit einem Pigtail (Mono-J)
- › Führungsdrähte
- › Ureterkatheter




Weitere Informationen	Chirurgie	Urogynäkologie	Implantate für den Mann	Unterer Harntrakt	Konnektoren und Verschlussstopfen	Perkutane Harnableitung	Endourologie	Laser
-----------------------	-----------	----------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	-------

# Dormia® Front

## Dormia® Front Steinfangkörbchen

Artikel-Nr.	Länge/cm	Körbchengröße/mm	Ch/Fr	Stk./VE
DOG158	120	8	1,5	1
DOG151	120	11	1,5	1
DOG208	120	8	2	1
DOG201	120	11	2	1

- › Material: Nitinol
- › Hybrides Design
- › Steril



Große Öffnung vorn  
wie bei einem Greifer

Greifen und Bergen  
wie bei einem Körbchen


# Dormia® No-Tip



EXN934



EXN734



EXN434

- › Material: Nitinol
- › Spiraldrähte oder Flachdrähte
- › Mit demontierbarem Handgriff
- › Steril

## Dormia® No-Tip Steinfangkörbchen aus 4 Spiraldrähten

Artikel-Nr.	Länge/cm	Körbchengröße/mm	Ch/Fr	Stk./VE
EXN434	90	14	3	1

## Dormia® No-Tip Steinfangkörbchen aus 4 Flachdrähten mit Tuohy Borst Adapter

Artikel-Nr.	Länge/cm	Körbchengröße/mm	Ch/Fr	Stk./VE
EXN734	120	11	2,2	1
EXN934	120	9	1,5	1



**Tuohy Borst Adapter**  
(AK2000 – weitere Details auf Seite 62)

# Dormia® N.Stone®

## Dormia® N.Stone® Steinfangkörbchen aus 4 Spiraldrähten

Artikel-Nr.	Länge/cm	Körbchengröße/mm	Ch/Fr	Stk./VE
EXT224	90	15	4	1
EXT424	90	15	3	1
EXT624	90	12,5	2,5	1

- › Material: Nitinol
- › 4 Spiraldrähte
- › Mit demontierbarem Handgriff
- › Steril



Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt


Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Dormia® DualPerc



## Dormia® DualPerc

Starres und flexibles Steinfangkörbchen für die perkutane Steinentfernung sowie Blasensteinentfernung

Artikel-Nr.	Starre Kanüle Länge/cm	Starre Kanüle Ch/Fr	Flexibler Schaft Länge/cm	Flexibler Schaft Ch/Fr	Körbchen- größe/mm	Körbchen Länge/mm	Stk./VE
EXP448	35	4,8	64	3	12,5	23	5
EXP470	35	7	64	3	12,5	23	5

- › Material: Nitinol
- › 4 Flachdrähte
- › Doppelte Funktionalität dank des einfachen Wechsels zwischen flexibler und starrer Konfiguration
- › Farbcodierter Dispenser: visuelle Unterscheidung zwischen den beiden Größen 4,8 Ch/Fr (grau) und 7 Ch/Fr (türkis)
- › Steril



# K-Box® Trainingsmodell

## K-Box® Trainingsmodell

Artikel-Nr.		Stk./VE
KBOX02	unsteril, wiederverwendbar	1

- › Training im Umgang mit flexiblen Instrumenten
- › Umgang mit Steinfangkörbchen, um Konkremete einzufangen und umzulagern
- › Überprüfung der Vorgehensweise jedes einzelnen Schrittes bei den Prozeduren



K-Box® in der Anwendung



Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen


# ReTrace®

## Ureterschleuse

### ReTrace® Ureterschleuse

Artikel-Nr.	Länge/ cm	Ø Schaft außen Ch/Fr	Ø Schaft innen Ch/Fr	Stk./VE
ASXL10	28	12	10	1
ASXL12	28	14	12	1
ACXL10	35	12	10	1
ACXL12	35	14	12	1
AXXL10	45	12	10	1
AXXL12	45	14	12	1
ALXL10	55	12	10	1
ALXL12	55	14	12	1

- › Röntgendichter Ring am distalen Ende
- › Hydrophil beschichteter und verstärkter Schaft
- › Der Führungsdraht wird zum Sicherheitsführungsdraht
- › Kompatibel mit einem Führungsdraht in 0,035" oder 0,038"
- › Steril



# Dilatatoren für die Dilatation bei ureteroskopischen Prozeduren



- › RBD010 – 1 Dilatator wechselseitig mit Größe 8 und 10
- › RBD014 – 1 Dilatator wechselseitig mit Größe 12 und 14
- › Röntgendicht
- › Durchmesser an jeder Spitze angegeben
- › Kompatibel mit einem Führungsdraht bis zu 0,038"
- › Steril

## Ureter-Dilatatoren

Kompatibel mit einem 0,038" Führungsdraht

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
RBD010	8 und 10	48	10
RBD014	12 und 14	48	10

Laser

Endourologie

Perkutane  
HarnableitungKonnektoren und  
VerschlussstopfenUnterer  
HarntraktImplantate für  
den Mann

Urogynäkologie



Chirurgie

Weitere  
Informationen

Imajin<sup>®</sup> Hydro, Imajin<sup>®</sup>, Biosoft<sup>®</sup> duo hydrophil, Biosoft<sup>®</sup> duo, Vortek<sup>®</sup> hydrophil, Vortek<sup>®</sup>, PU-R und PU-S



## Die Sets enthalten folgende Komponenten

<b>Schiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Röntgendicht, MRT-tauglich und mit 360° Pigtail</li> <li>› Längen (gerader Anteil): </li> </ul>
<b>Pusher</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Einfach</b> oder <b>konnektierbar</b> (siehe Angaben in der Tabelle)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>› Je nach Set mit <b>röntgendichtem Ring</b> (siehe Hinweis in der Tabelle: ●)</li> </ul>
<b>Führungsdraht</b> (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Je nach Set mit Führungsdraht <b>Ø = 0,035"</b> Terumo® Nitinol hydrophil beschichtet, steif oder Führungsdraht PTFE-beschichtet (siehe Angaben in der Tabelle)</li> </ul>
<b>Ureterkatheter</b> (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Je nach Set mit Ureterkatheter ACP2 oder ACP6 bei den Biosoft® duo und Vortek® Ureterschienen (siehe Angaben in der Tabelle: ● ●)</li> </ul>
<b>Rückholfaden</b> (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Je nach Set mit Rückholfaden (siehe Hinweis in der Tabelle: ●)</li> </ul>

# Imajin<sup>®</sup> Hydro

## Hydrophil beschichtete Ureterschiene aus Silikon



Liegedauer bis zu 12 Monate

Imajin<sup>®</sup> Hydro mit konektierbarem Pusher

Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	O/O		
		Führungsdraht (feste Seele)	Terumo <sup>®</sup> Führungsdraht (steif)	Ohne Führungsdraht
6	16	● BCHA61	● BCHG61	● BCHJ61
6	20	● BCHA62	● BCHG62	● BCHJ62
6	22	● BCHA67	● BCHG67	● BCHJ67
6	24	● BCHA63	● BCHG63	● BCHJ63
6	26	● BCHA64	● BCHG64	● BCHJ64
6	28	● BCHA65	● BCHG65	● BCHJ65
6	30	● BCHA66	● BCHG66	● BCHJ66
7	16	● BCHA71	● BCHG71	● BCHJ71
7	20	● BCHA72	● BCHG72	● BCHJ72
7	22	● BCHA77	● BCHG77	● BCHJ77
7	24	● BCHA73	● BCHG73	● BCHJ73
7	26	● BCHA74	● BCHG74	● BCHJ74
7	28	● BCHA75	● BCHG75	● BCHJ75
7	30	● BCHA76	● BCHG76	● BCHJ76
8	16	● BCHA81	BCHG81	BCHJ81
8	20	● BCHA82	BCHG82	BCHJ82
8	24	● BCHA83	BCHG83	BCHJ83
8	26	● BCHA84	BCHG84	BCHJ84
8	28	● BCHA85	BCHG85	BCHJ85
8	30	● BCHA86	BCHG86	BCHJ86

● Pusher mit röntgendichtem Ring



**Im Set enthalten**

- › Röntgendichte Schiene
- › Konnektierbarer Pusher je nach Set mit oder ohne röntgendichtem Ring
- › Je nach Set mit Terumo® oder PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035" (s. Tabelle)
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE (mit Führungsdraht),  
5 Sets pro VE (ohne Führungsdraht)

# Imajin®

## Ureterschienen aus Silikon



Liegedauer bis zu 12 Monate

Imajin® ohne Pusher		
		G/G
Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)
6	16	AJ4161
6	24	AJ4163
6	26	AJ4164
6	28	AJ4165
7	16	AJ4171
7	24	AJ4173
7	26	AJ4174
7	28	AJ4175
7	30	AJ4176

Imajin® mit einfachem Pusher		
		O/O
Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)
6	16	AJ4A61
6	22	AJ4A67
6	24	AJ4A63
6	26	AJ4A64
6	28	AJ4A65
7	16	AJ4A71
7	20	AJ4A72
7	22	AJ4A77
7	24	AJ4A73
7	26	AJ4A74
7	28	AJ4A75
7	30	AJ4A76
8	22	AJ4A87
8	24	AJ4A83
8	26	AJ4A84
8	28	AJ4A85

### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar), außer bei AJ41 (ohne Pusher)
- › Konnektierbarer Pusher, je nach Set mit oder ohne röntgendichtem Ring

- › Je nach Set mit Terumo® oder PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE (mit Führungsdraht), 5 Sets pro VE (ohne Führungsdraht)



Imajin® mit konnektierbarem Pusher							
		O/O	O/O	O/O	O/O	O/G	O/G
Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Ohne Führungsdraht	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)
6	16	● AJ4261				AJ4861	AJ4761
6	20	● AJ4262	● AJ4562	● AJ42D2	● AJ4C62		
6	22	● AJ4267		● AJ42D7	● AJ4C67		
6	24	● AJ4263	● AJ4563	● AJ42D3	● AJ4C63	AJ4863	AJ4763
6	26	● AJ4264	● AJ4564	● AJ42D4	● AJ4C64	AJ4864	AJ4764
6	28	● AJ4265	● AJ4565	● AJ42D5	● AJ4C65	AJ4865	AJ4765
6	30	● AJ4266		● AJ42D6	● AJ4C66		
7	16	● AJ4271				AJ4871	
7	20	● AJ4272		● AJ42E2	● AJ4C72		
7	22	● AJ4277		● AJ42E7	● AJ4C77		
7	24	● AJ4273	● AJ4573	● AJ42E3	● AJ4C73	AJ4873	AJ4773
7	26	● AJ4274	● AJ4574	● AJ42E4	● AJ4C74	AJ4874	AJ4774
7	28	● AJ4275	● AJ4575	● AJ42E5	● AJ4C75	AJ4875	AJ4775
7	30	● AJ4276	● AJ4576	● AJ42E6	● AJ4C76	AJ4876	AJ4776
8	16	● AJ4281					
8	20	● AJ4282					
8	22	● AJ4287		● AJ42F7	● AJ4C87		
8	24	● AJ4283		● AJ42F3	● AJ4C83		
8	26	● AJ4284	● AJ4584	● AJ42F4	● AJ4C84	AJ4884	
8	28	● AJ4285	● AJ4585	● AJ42F5	● AJ4C85	AJ4885	
8	30	● AJ4286	● AJ4586	● AJ42F6	● AJ4C86		

● Pusher mit röntgendichtem Ring

Laser

Endourologie

Perkutane Harnableitung

Konnektoren und Verschlussstopfen

Unterer Harntrakt

Implantate für den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere Informationen

# Biosoft® duo hydrophil

## Hydrophil beschichtete Ureterschienen mit Doppelpigtail in variabler Länge



### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar) je nach Set mit oder ohne röntgendichtem Ring
- › Je nach Set mit Terumo® oder PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE

### Liegedauer bis zu 12 Monate

#### Biosoft® duo hydrophil mit einfachem Pusher

O/O

Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)
4,8	4,8	22–28	75	● BNGA58
6	6	22–28	40	BNGA68
7	7	22–28	40	BNGA78

#### Biosoft® duo hydrophil mit konnektierbarem Pusher

O/O


O/O

Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)	Terumo® Führungsdraht (steif)
4,8	6	22–28	40	● BCGA58	● BCGG58
6	6	22–28	40	● BCGA68	● BCGG68
7	7	22–28	40	● BCGA78	● BCGG78

● Pusher mit röntgendichtem Ring

# Biosoft® duo

## Ureterschienen mit Doppelpigtail



### Liegedauer bis zu 12 Monate

#### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar) je nach Set mit oder ohne röntgendichtem Ring
- › Je nach Set mit Terumo® oder PTFE-beschichtetem Führungsdraht:  $\varnothing = 0,035''$
- › Mit Rückholfaden
- › Je nach Set mit Ureterkatheter
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE (mit Führungsdraht), 5 Sets pro VE (ohne Führungsdraht)

Bestellinformation s. nächste Seite

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Biosoft® duo

## Ureterschienen mit Doppelpigtail

Biosoft® duo mit einfachem Pusher

Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	O/O		O/O
				Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)
4,8	4,8	12	75	● ● BNAA50	● ● ● BCAM50	● ● BCAD50
4,8	4,8	16	75	● ● BNAA51	● ● ● BCAM51	● ● BCAD51
4,8	4,8	20	75	● ● BNAA52	● ● ● BCAM52	● ● BCAD52
4,8	4,8	22	75	● ● BNAA57	● ● ● BCAM57	● ● BCAD57
4,8	4,8	24	75	● ● BNAA53	● ● ● BCAM53	● ● BCAD53
4,8	4,8	26	75	● ● BNAA54	● ● ● BCAM54	● ● BCAD54
4,8	4,8	28	75	● ● BNAA55	● ● ● BCAM55	● ● BCAD55
4,8	4,8	30	75	● ● BNAA56	● ● ● BCAM56	● ● BCAD56
6	6	24	40	● BNAA63		
6	6	26	40	● BNAA64		
6	6	28	40	● BNAA65		
7	7	24	40	● BNAA73		
7	7	26	40	● BNAA74		
7	7	28	40	● BNAA75		
8	8	26	40	● BNAA84		
8	8	28	40	● BNAA85		

- Pusher mit röntgendichtem Ring
- Mit Rückholfaden
- Mit Ureterkatheter (ACP2)
- Mit Ureterkatheter (ACP6)

O/O	O/O	O/O	O/O	O/G	O/G
Terumo® Führungsdraht (steif)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Ohne Führungsdraht	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)
● ● BCAGB0	● ● ● BCAG50	● ● ● BCAN50	● ● BCAJ50	● ● BCAB50	● ● BCAE50
● ● BCAGB1	● ● ● BCAG51	● ● ● BCAN51	● ● BCAJ51	● ● BCAB51	● ● BCAE51
● ● BCAGB2	● ● ● BCAG52	● ● ● BCAN52	● ● BCAJ52	● ● BCAB52	● ● BCAE52
● ● BCAGB7	● ● ● BCAG57	● ● ● BCAN57	● ● BCAJ57	● ● BCAB57	● ● BCAE57
● ● BCAGB3	● ● ● BCAG53	● ● ● BCAN53	● ● BCAJ53	● ● BCAB53	● ● BCAE53
● ● BCAGB4	● ● ● BCAG54	● ● ● BCAN54	● ● BCAJ54	● ● BCAB54	● ● BCAE54
● ● BCAGB5	● ● ● BCAG55	● ● ● BCAN55	● ● BCAJ55	● ● BCAB55	● ● BCAE55
● ● BCAGB6	● ● ● BCAG56	● ● ● BCAN56	● ● BCAJ56	● ● BCAB56	● ● BCAE56

Lasar
Endourologie
Perkutane Harnableitung
Konnektoren und Verschlussstopfen
Unterer Harntrakt
Implantate für den Mann
Urogynäkologie
Chirurgie
Weitere Informationen

Biosoft® duo mit konektierbarem Pusher

Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	O/O		O/O		O/O	
				Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)		
4,8	6	12	40	● ● BCAA40	● ● ● BCAM40		● ● BCAD40		
4,8	6	16	40	● ● BCAA41	● ● ● BCAM41		● ● BCAD41		
4,8	6	20	40	● ● BCAA42	● ● ● BCAM42		● ● BCAD42		
4,8	6	22	40	● ● BCAA47	● ● ● BCAM47		● ● BCAD47		
4,8	6	24	40	● ● BCAA43	● ● ● BCAM43		● ● BCAD43		
4,8	6	26	40	● ● BCAA44	● ● ● BCAM44		● ● BCAD44		
4,8	6	28	40	● ● BCAA45	● ● ● BCAM45		● ● BCAD45		
4,8	6	30	40	● ● BCAA46	● ● ● BCAM46		● ● BCAD46		
6	6	20	40	● ● BCAA62					
6	6	22	40	● ● BCAA67					
6	6	24	40	● ● BCAA63	● ● ● BCAM63				
6	6	26	40	● ● BCAA64	● ● ● BCAM64		● ● BCAD64		
6	6	28	40	● ● BCAA65	● ● ● BCAM65		● ● BCAD65		
6	6	30	40	● ● BCAA66			● ● BCAD66		
7	7	20	40	● ● BCAA72					
7	7	22	40	● ● BCAA77					
7	7	24	40	● ● BCAA73	● ● ● BCAM73				
7	7	26	40	● ● BCAA74	● ● ● BCAM74		● ● BCAD74		
7	7	28	40	● ● BCAA75	● ● ● BCAM75		● ● BCAD75		
7	7	30	40	● ● BCAA76			● ● BCAD76		
8	8	26	40	● ● BCAA84					
8	8	28	40	● ● BCAA85			● ● BCAD85		
8	8	30	40	● ● BCAA86			● ● BCAD86		
9	9	26	40	● ● BCAA94					
9	9	28	40	● ● BCAA95			● ● BCAD95		
9	9	30	40	● ● BCAA96			● ● BCAD96		

- Pusher mit röntgendichtem Ring
- Mit Rückholfaden
- Mit Ureterkatheter (ACP2)
- Mit Ureterkatheter (ACP6)

O/O	O/O	O/O	O/O	O/G	O/G
Terumo® Führungsdraht (steif)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Ohne Führungsdraht	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)
●● BCAGC0	●●● BCAG40	●●● BCAN40	●● BCAJ40	● BCAB40	● BCAE40
●● BCAGC1	●●● BCAG41	●●● BCAN41	●● BCAJ41	● BCAB41	● BCAE41
●● BCAGC2	●●● BCAG42	●●● BCAN42	●● BCAJ42	● BCAB42	● BCAE42
●● BCAGC7	●●● BCAG47	●●● BCAN47	●● BCAJ47	● BCAB47	● BCAE47
●● BCAGC3	●●● BCAG43	●●● BCAN43	●● BCAJ43	● BCAB43	● BCAE43
●● BCAGC4	●●● BCAG44	●●● BCAN44	●● BCAJ44	● BCAB44	● BCAE44
●● BCAGC5	●●● BCAG45	●●● BCAN45	●● BCAJ45	● BCAB45	● BCAE45
●● BCAGC6	●●● BCAG46	●●● BCAN46	●● BCAJ46	● BCAB46	● BCAE46
●● BCAGD2	●●● BCAG62		●● BCAJ62	● BCAB62	
●● BCAGD7	●●● BCAG67		●● BCAJ67		
●● BCAGD3	●●● BCAG63		●● BCAJ63	● BCAB63	● BCAE63
●● BCAGD4	●●● BCAG64	●●● BCAN64	●● BCAJ64	● BCAB64	● BCAE64
●● BCAGD5	●●● BCAG65	●●● BCAN65	●● BCAJ65	● BCAB65	● BCAE65
●● BCAGD6	●●● BCAG66		●● BCAJ66	● BCAB66	
●● BCAGE2	●●● BCAG72		●● BCAJ72		
●● BCAGE7	●●● BCAG77		●● BCAJ77	● BCAB77	
●● BCAGE3	●●● BCAG73		●● BCAJ73	● BCAB73	
●● BCAGE4	●●● BCAG74	●●● BCAN74	●● BCAJ74	● BCAB74	● BCAE74
●● BCAGE5	●●● BCAG75	●●● BCAN75	●● BCAJ75	● BCAB75	● BCAE75
●● BCAGE6	●●● BCAG76		●● BCAJ76	● BCAB76	
●● BCAGF4	●●● BCAG84		●● BCAJ84	● BCAB84	
●● BCAGF5	●●● BCAG85		●● BCAJ85	● BCAB85	
●● BCAGF6	●●● BCAG86		●● BCAJ86	● BCAB86	

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Vortek® hydrophil

## Hydrophil beschichtete Ureterschienen mit Doppelpigtail

Liegedauer bis zu 12 Monate



### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar) je nach Set mit oder ohne röntgendichtem Ring
- › Je nach Set mit Terumo® oder PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Je nach Set mit Rückholfaden
- › Je nach Set mit Ureterkatheter
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE

### Vortek® hydrophil mit einfachem Pusher

Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)	O/O	Terumo® Führungsdraht (steif)	O/O	Terumo® Führungsdraht (steif)	O/O	Ohne Führungsdraht	O/O
4,8	4,8	12	75	● BCFA50		● BCFG50				● BCFJ50	
4,8	4,8	16	75	● BCFA51		● BCFG51				● BCFJ51	
4,8	4,8	20	75	● BCFA52		● BCFG52				● BCFJ52	
4,8	4,8	22	75	● BCFA57		● BCFG57					
4,8	4,8	24	75	● BCFA53		● BCFG53					
4,8	4,8	26	75	● BCFA54		● BCFG54					
4,8	4,8	28	75	● BCFA55		● BCFG55					
4,8	4,8	30	75	● BCFA56		● BCFG56				● BCFJ56	
6	6	26	40	● BNFA64		● BNFG64	●● BNFQ64				
6	6	28	40	● BNFA65		● BNFG65	●● BNFQ65				
6	6	30	40			● BNFG66	●● BNFQ66				
7	7	26	40	● BNFA74		● BNFG74	●● BNFQ74				
7	7	28	40	● BNFA75		● BNFG75	●● BNFQ75				
7	7	30	40			● BNFG76	●● BNFQ76				

## Vortek® hydrophil mit konnektierbarem Pusher

		O/O		O/O		O/O		O/O	
Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Ohne Führungs- draht	
4,8	6	12	40	● BCFA40		● BCFG40		● BCFJ40	
4,8	6	16	40	● BCFA41		● BCFG41		● BCFJ41	
4,8	6	20	40	● BCFA42		● BCFG42		● BCFJ42	
4,8	6	22	40	● BCFA47		● BCFG47		● BCFJ47	
4,8	6	24	40	● BCFA43		● BCFG43		● BCFJ43	
4,8	6	26	40	● BCFA44		● BCFG44		● BCFJ44	
4,8	6	28	40	● BCFA45		● BCFG45		● BCFJ45	
4,8	6	30	40	● BCFA46		● BCFG46		● BCFJ46	
6	6	20	40	● ● BCFA62		● ● BCFG62		● ● BCFJ62	
6	6	22	40	● ● BCFA67	● ● ● BCFM67	● ● BCFG67		● ● BCFJ67	
6	6	24	40	● ● BCFA63	● ● ● BCFM63	● ● BCFG63		● ● BCFJ63	
6	6	26	40	● ● BCFA64	● ● ● BCFM64	● ● BCFG64	● ● ● BCFP64	● ● BCFJ64	
6	6	28	40	● ● BCFA65	● ● ● BCFM65	● ● BCFG65	● ● ● BCFP65	● ● BCFJ65	
6	6	30	40	● ● BCFA66		● ● BCFG66		● ● BCFJ66	
7	7	20	40	● ● BCFA72		● ● BCFG72		● ● BCFJ72	
7	7	22	40	● ● BCFA77	● ● ● BCFM77	● ● BCFG77		● ● BCFJ77	
7	7	24	40	● ● BCFA73	● ● ● BCFM73	● ● BCFG73		● ● BCFJ73	
7	7	26	40	● ● BCFA74	● ● ● BCFM74	● ● BCFG74	● ● ● BCFP74	● ● BCFJ74	
7	7	28	40	● ● BCFA75	● ● ● BCFM75	● ● BCFG75	● ● ● BCFP75	● ● BCFJ75	
7	7	30	40	● ● BCFA76		● ● BCFG76		● ● BCFJ76	

- Pusher mit röntgendichtem Ring
- Mit Rückholfaden
- Mit Ureterkatheter (ACP2)
- Mit Ureterkatheter (ACP6)

# Vortek®

## Ureterschienen mit Doppelpigtail

Liegedauer bis zu 12 Monate




### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar) je nach Set mit oder ohne röntgendichtem Ring
- › Je nach Set mit Terumo® oder PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Je nach Set mit Rückholfaden
- › Je nach Set mit Ureterkatheter
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE (ACB6: 5 Sets pro VE)

### Vortek® mit einfachem Pusher

Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	O/O	Führungsdraht (feste Seele)
4,8	4,8	12	75		● ACB550
4,8	4,8	16	75		● ACB551
4,8	4,8	20	75		● ACB552
4,8	4,8	22	75		● ACB557
4,8	4,8	24	75		● ACB553
4,8	4,8	26	75		● ACB554
4,8	4,8	28	75		● ACB555
4,8	4,8	30	75		● ACB556
6	6	24	40		●● ACB563
6	6	26	40		●● ACB564
6	6	28	40		●● ACB565
6	6	30	40		●● ACB566
7	7	24	40		●● ACB573
7	7	26	40		●● ACB574
7	7	28	40		●● ACB575
7	7	30	40		●● ACB576
8	8	26	40		●● ACB584
8	8	28	40		●● ACB585
8	8	30	40		●● ACB586



- Pusher mit röntgendichtem Ring
- Mit Rückholfaden
- Mit Ureterkatheter (ACP2)
- Mit Ureterkatheter (ACP6)

O/O	O/O	O/O	O/O	O/G
Führungsdraht (feste Seele)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Ohne Führungsdraht	Ohne Führungsdraht	Führungsdraht (feste Seele)
	● ACB1B0			● ACB950
	● ACB1B1			● ACB951
	● ACB1B2			● ACB952
	● ACB1B7			● ACB957
● ● ACB253	● ACB1B3			● ACB953
● ● ACB254	● ACB1B4		● ● ACB454	● ACB954
● ● ACB255	● ACB1B5		● ● ACB455	● ACB955
● ● ACB256	● ACB1B6			● ACB956
		● ACB663		
		● ACB664		
		● ACB665		
		● ACB666		
		● ACB674		
		● ACB675		
		● ACB676		

Vortek® mit konnektierbarem Pusher

Schiene Ch/Fr	Pusher Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Pusher Länge/cm	O/O	O/O	O/O
				Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)
4,8	6	12	40	● ACB1C0		
4,8	6	16	40	● ACB1C1		
4,8	6	20	40	● ACB1C2		
4,8	6	22	40	● ACB1C7		
4,8	6	24	40	● ACB1C3	● ● ACB2C3	
4,8	6	26	40	● ACB1C4	● ● ACB2C4	
4,8	6	28	40	● ACB1C5	● ● ACB2C5	
4,8	6	30	40	● ACB1C6		
6	6	20	40	● ● ACB162		
6	6	22	40	● ● ACB167		
6	6	24	40	● ● ACB163	● ● ● ACB263	● ● ACB363
6	6	26	40	● ● ACB164	● ● ● ACB264	● ● ACB364
6	6	28	40	● ● ACB165	● ● ● ACB265	● ● ACB365
6	6	30	40	● ● ACB166	● ● ● ACB266	● ● ACB366
7	7	20	40	● ● ACB172		
7	7	22	40	● ● ACB177		
7	7	24	40	● ● ACB173	● ● ● ACB273	● ● ACB373
7	7	26	40	● ● ACB174	● ● ● ACB274	● ● ACB374
7	7	28	40	● ● ACB175	● ● ● ACB275	● ● ACB375
7	7	30	40	● ● ACB176	● ● ● ACB276	● ● ACB376
8	8	24	40	● ● ACB183	● ● ● ACB283	
8	8	26	40	● ● ACB184	● ● ● ACB284	
8	8	28	40	● ● ACB185	● ● ● ACB285	
8	8	30	40	● ● ACB186		

- Pusher mit röntgendichtem Ring
- Mit Rückholfaden
- Mit Ureterkatheter (ACP2)
- Mit Ureterkatheter (ACP6)

O/O	O/O	O/O	O/O	O/G
Führungsdraht (bewegliche Seele)	Terumo® Führungsdraht (steif)	Ohne Führungsdraht	Ohne Führungsdraht	Führungsdraht (feste Seele)
	● ACB1G0			
	● ACB1G1			
				ACB9C3
			● ● ● ACB4C4	ACB9C4
				ACB9C5
	● ● ACB1D2			
	● ● ACB1D7	● ● ACBM67		
	● ● ACB1D3	● ● ACBM63	● ● ● ACB463	● ACB963
	● ● ACB1D4	● ● ACBM64	● ● ● ACB464	● ACB964
	● ● ACB1D5	● ● ACBM65	● ● ● ACB465	● ACB965
	● ● ACB1D6	● ● ACBM66		● ACB966
	● ● ACB1E2			
	● ● ACB1E7			
	● ● ACB1E3	● ● ACBM73	● ● ● ACB473	● ACB973
● ● ● ACB3C4	● ● ACB1E4	● ● ACBM74	● ● ● ACB474	● ACB974
● ● ● ACB3C5	● ● ACB1E5	● ● ACBM75	● ● ● ACB475	● ACB975
	● ● ACB1E6	● ● ACBM76	● ● ● ACB476	● ACB976
	● ● ACB1F3			
	● ● ACB1F4			● ACB984
	● ● ACB1F5			● ACB985
	● ● ACB1F6			

Laser  
 Endourologie  
 Perkutane  
Harnableitung  
 Konnektoren und  
Verschlussstopfen  
 Unterer  
Harntrakt  
 Implantate für  
den Mann  
 Urogynäkologie  
 Chirurgie  
 Weitere  
Informationen

# PU-R

## Ureterschienen mit Doppelpigtail aus rigidem Polyurethan

Liegedauer bis zu 30 Tage

### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar)
- › Konnektierbarer Pusher: mit röntgendichtem Ring
- › Je nach Set mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Mit Rückholfaden
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE (mit Führungsdraht), 5 Sets pro VE (ohne Führungsdraht)



### PU-R mit einfachem Pusher

			O/O
Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)	
6	24	● AC4B63	
6	26	● AC4B64	
6	28	● AC4B65	
6	30	● AC4B66	
7	24	● AC4B73	
7	26	● AC4B74	
7	28	● AC4B75	
7	30	● AC4B76	
8	28	● AC4B85	
8	30	● AC4B86	

### PU-R mit konnektierbarem Pusher

					O/O	O/O	O/O
Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (bewegliche Seele)			Ohne Führungsdraht	
6	24	●● AC4663	●● AC4D63				
6	26	●● AC4664	●● AC4D64	●● AC4E64			
6	28	●● AC4665	●● AC4D65	●● AC4E65			
6	30	●● AC4666	●● AC4D66				
7	24	●● AC4673	●● AC4D73	●● AC4E73			
7	26	●● AC4674	●● AC4D74	●● AC4E74			
7	28	●● AC4675	●● AC4D75	●● AC4E75			
7	30	●● AC4676		●● AC4E76			

- Pusher mit röntgendichtem Ring
- Mit Rückholfaden

# PU-S

## Ureterschienen mit Doppelpigtail aus weichem Polyurethan

Liegedauer bis zu 3 Monate



### PU-S mit einfachem Pusher

O/O		
Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)
6	24	
6	26	● ACBH64
6	28	● ACBH65
7	24	
7	26	● ACBH74
7	28	● ACBH75

### PU-S mit konnektierbarem Pusher

O/O		
Schiene Ch/Fr	Schiene Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)
6	24	● ● AC4263
6	26	● ● AC4264
6	28	● ● AC4265
7	24	● ● AC4273
7	26	● ● AC4274
7	28	● ● AC4275

### Im Set enthalten

- › Röntgengedichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar)
- › Konnektierbarer Pusher: mit röntgengedichtem Ring
- › Mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht:  $\varnothing = 0,035''$
- › Mit Rückholfaden
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 5 Sets pro VE

- Pusher mit röntgengedichtem Ring
- Mit Rückholfaden

# Polyamid/Polyurethan

## Ureterschienen mit Doppelpigtail

Liegedauer bis zu 30 Tage

**Ureterschiene aus Polyamid mit einfachem Pusher**

Ch/Fr	Länge/cm	O/O	O/O	O/G
		Führungsdraht (feste Seele)	Ohne Führungsdraht	Führungsdraht (feste Seele)
4,8	24	BNBA53	BNBJ53	BNBB53
4,8	26	BNBA54	BNBJ54	BNBB54
4,8	28	BNBA55	BNBJ55	BNBB55
4,8	30	BNBA56		



**Ureterschiene aus Polyurethan mit einfachem Pusher**

Ch/Fr	Länge/cm	O/O	O/O	O/G
		Führungsdraht (feste Seele)	Ohne Führungsdraht	Führungsdraht (feste Seele)
6	24	BNBA63	BNBJ63	BNBB63
6	26	BNBA64	BNBJ64	BNBB64
6	28	BNBA65	BNBJ65	BNBB65
6	30	BNBA66		
7	24	BNBA73	BNBJ73	BNBB73
7	26	BNBA74	BNBJ74	BNBB74
7	28	BNBA75	BNBJ75	BNBB75
7	30	BNBA76		
8	26	BNBA84	BNBJ84	BNBB84
8	28	BNBA85	BNBJ85	BNBB85
8	30	BNBA86		BNBB86

**Im Set enthalten**

- › Röntgendichte Schiene
- › Einfacher Pusher
- › Je nach Set mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – steril
- › 5 Sets pro VE

## Imajin® Stenostent®

Langzeitschienen aus Silikon mit Doppelpigtail für Ureterstenosen und Verstärkung im geraden Abschnitt

Liegedauer bis zu 12 Monate



**Stenostent® – O/O**  
Mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht (feste Seele)

Artikel-Nr.	Länge/cm	Schiene Ch/Fr	Pigtail Ch/Fr
AJ4W81	16	12	8
AJ4W83	24	12	8
AJ4W84	26	12	8
AJ4W85	28	12	8
AJ4W86	30	12	8

### Im Set enthalten

- › Röntgengedichtete Schiene ohne Öffnungen im geraden Abschnitt
- › Konnektierbarer Pusher mit röntgengedichtem Ring
- › Mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE

## Imajin® Pyelostent®

Langzeitschienen aus Silikon mit Doppelpigtail zur Pyeloplastik und mit Verstärkung im Pyeloureteralen Bereich

Liegedauer bis zu 12 Monate



### Im Set enthalten

- › Röntgengedichtete Schiene ohne Öffnungen im geraden Abschnitt
- › Konnektierbarer Pusher mit röntgengedichtem Ring
- › Mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE

**Pyelostent® – O/O**  
Mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht (feste Seele)

Artikel-Nr.	Länge/cm	Schiene Ch/Fr	Pigtail Ch/Fr
AJ4Y84	26	12	8
AJ4Y85	28	12	8
AJ4Y86	30	12	8

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie


Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Vortek® und Imajin® Silikon Ureterschienen mit Doppelpigtail

Ohne Öffnungen auf dem geraden Abschnitt

Liegedauer bis zu 12 Monate



### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene
- › Pusher (einfach oder konnektierbar) je nach Set mit oder ohne röntgendichtem Ring
- › Mit PTFE-beschichtetem Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Je nach Set mit Rückholfaden
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE

		Vortek® Ureterschiene mit einfachem Pusher	Vortek® Ureterschiene mit konnektierbarem Pusher	Imajin® Silikon Ureterschiene mit einfachem Pusher	Imajin® Silikon Ureterschiene mit konnektierbarem Pusher
		O/O	O/O	O/O	O/O
Ch/Fr	Länge/cm	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)	Führungsdraht (feste Seele)
6	16			AJ4B61	● AJ4U61
6	20			AJ4B62	● AJ4U62
6	22			AJ4B67	● AJ4U67
6	24		● ● ACB763	AJ4B63	● AJ4U63
6	26	● ACB864	● ● ACB764	AJ4B64	● AJ4U64
6	28	● ACB865	● ● ACB765	AJ4B65	● AJ4U65
6	30	● ACB866	● ● ACB766	AJ4B66	● AJ4U66
7	16			AJ4B71	● AJ4U71
7	20			AJ4B72	● AJ4U72
7	22			AJ4B77	● AJ4U77
7	24		● ● ACB773	AJ4B73	● AJ4U73
7	26	● ACB874	● ● ACB774	AJ4B74	● AJ4U74
7	28	● ACB875	● ● ACB775	AJ4B75	● AJ4U75
7	30	● ACB876	● ● ACB776	AJ4B76	● AJ4U76
8	16			AJ4B81	● AJ4U81
8	20			AJ4B82	● AJ4U82
8	22			AJ4B87	● AJ4U87
8	24		● ● ACB783	AJ4B83	● AJ4U83
8	26		● ● ACB784	AJ4B84	● AJ4U84
8	28		● ● ACB785	AJ4B85	● AJ4U85
8	30		● ● ACB786	AJ4B86	● AJ4U86

# Vortek® Tumorschienen mit Doppelpigtail


Ohne Öffnungen auf dem geraden Abschnitt. Die Schiene ist im geraden Abschnitt gegen Kompression zusätzlich verstärkt.

Liegedauer bis zu 12 Monate

Vortek® Tumorschiene – O/O		
Ch/Fr	Länge/cm	Terumo® Führungsdraht (steif)
7	26	● BCCG74
7	28	● BCCG75
7	30	● BCCG76
8	26	● BCCG84
8	28	● BCCG85
8	30	● BCCG86

## Im Set enthalten

- › Röntgengedichtete Schiene
- › Konnektierbarer Pusher mit röntgengedichtem Ring
- › Mit Terumo® Führungsdraht: Ø = 0,035"
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE




- Pusher mit röntgengedichtem Ring
- Mit Rückholfaden

# Vortek®

## Mono-J Ureterschienen

Ureterschienen mit einem Pigtail (Mono-J) für die Harnableitung



**Vortek® – O/O**  
Öffnungen im Pigtail und geraden Abschnitt

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm
ACA206	6	90
ACA207	7	90
ACA208	8	90

### Im Set enthalten

- › Röntgendichte Schiene mit einem Pigtail
- › PTFE-beschichteter röntgendichter Führungsdraht mit fester Seele: Ø = 0,035"
- › Klemme
- › Konnektor für Urinbeutel
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril
- › 1 Set pro VE

**Vortek® – O/O**  
Öffnungen nur im Pigtail


Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm
ACA106	6	90
ACA107	7	90
ACA108	8	90

**Vortek® – O/G**  
Öffnungen im Pigtail und geraden Abschnitt


Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm
AC4406	6	90
AC4407	7	90
AC4408	8	90

# Soprano® Hybrider Führungsdraht

PTFE-beschichteter Nitinol-Führungsdraht mit hydrophil beschichteter, gerader Spitze





Soprano®				
Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge/cm	Stk./VE
AEHA35	Gerade Distal: 5 cm flexibel (hydrophil)	0,035"	150	5



- › 5 cm hydrophile, flexible, röntgendichte distale Spitze
- › Hybrides PTFE-Nitinol-Design: knickfester Nitinol-Kern, PTFE-Ummantelung
- › Soprano® Dual Flex Design: Variante mit flexiblem proximalen Ende
- › Variante mit zusätzlich flexiblem proximalem Ende
- › Steril

Soprano® Dual Flex Zusätzlich mit flexiblem proximalen Ende				
Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge/cm	Stk./VE
AEHB35	Gerade Distal: 5 cm flexibel (hydrophil) Proximal: 7,5 cm flexibel	0,035"	150	5



Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann


Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Seldinger Führungsdrähte

## PTFE-beschichtete Führungsdrähte mit Edelstahlkern




Gerade

**Führungsdrähte mit fester Seele**  
Gerade, 5 cm flexible Spitze, steril

Artikel-Nr.	Rigidität	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AE0E32	Standard	0,032"	90	5
AE0E38	Standard	0,038"	90	5
AE0032	Standard	0,032"	150	5
AE0035	Standard	0,032"	150	5
AE0038	Standard	0,038"	150	5

**Führungsdraht mit fester Seele**  
Gerade, 11 cm flexible Spitze, steril


Artikel-Nr.	Rigidität	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AE0C35	Steif	0,035"	150	5



Gebogen

**Führungsdrähte mit fester Seele**  
Gebogen, 7 cm flexible Spitze, steril

Artikel-Nr.	Rigidität	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AE1138	Steif	0,038"	80	5



Gerade

**Führungsdrähte mit beweglicher Seele**  
Gerade, 5 cm flexible Spitze, steril

Artikel-Nr.	Rigidität	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AE0A32	Standard	0,032"	150	5
AE0A35	Standard	0,035"	150	5
AE0A38	Standard	0,038"	150	5
AE0D35	Steif	0,035"	150	5

# Radifocus®

## Hydrophil beschichtete Terumo® Führungdrähte aus Nitinol



Gebogen

### Terumo® Führungdrähte – steril

Artikel-Nr.	Spitze	Rigidität	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AE0N35	Gerade	Standard	0,035"	150	5
AE0T35	Gebogen	Standard	0,035"	150	5
AE0P35	Gerade	Steif	0,035"	150	5
AE0X35	Gebogen	Steif	0,035"	150	5

# Führungdrähte aus Edelstahl

## Schüller und Lunderquist Führungdrähte

### Lunderquist Führungdrähte Gerade, 6 cm flexible Spitze, steril


Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AE0535	Gerade	0,035"	80	5

### Lunderquist Führungdrähte Gerade, 7 cm flexible Spitze, steril


Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AEJ535	Gebogen	0,035"	80	5

### Schüller Führungdrähte Gerade, 7 cm flexible Spitze, zentraler rigider Abschnitt 30 cm, steril

Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge /cm	Stk./VE
AE0435	Gerade	0,035"	100	5
AEJ435	Gebogen	0,035"	100	5



Gerade



Gebogen

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Drainagekatheter

## Große Auswahl an Spitzen



Gerade Flötenspitze



Gerade Olivspitze



Gerade zylindrische Spitze



Coudé Spitze

- › Jeder Katheter wird mit einem Mandrin (Edelstahl oder Polyester) sowie einem Konnektor geliefert
- › Steril

**Gerade zylindrische Spitze**  
Neoplex, 2 Öffnungen, Mandrin aus Polyester

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
AC5003	3	69	10
AC5004	4	69	10
AC5005	5	69	10
AC5006	6	69	10
AC5007	7	69	10
AC5008	8	69	10
AC5009	9	69	10

**Gerade Flötenspitze**  
Neoplex, 2 Öffnungen, Mandrin aus Polyester

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
AC5203	3	70	10
AC5204	4	70	10
AC5205	5	70	10
AC5206	6	70	10
AC5207	7	70	10
AC5208	8	70	10
AC5209	9	70	10

**Gerade zylindrische Spitze**  
Neoplex, 2 Öffnungen, Mandrin aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
AC5303	3	69	10
AC5304	4	69	10
AC5305	5	69	10
AC5306	6	69	10
AC5307	7	69	10
AC5308	8	69	10

**Gerade Olivspitze**  
Neoplex, 2 Öffnungen, Mandrin aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
AC5403	3	69	10
AC5404	4	69	10
AC5405	5	69	10
AC5406	6	69	10
AC5407	7	69	10
AC5408	8	69	10

**Gerade Flötenspitze**  
Neoplex, 2 Öffnungen, Mandrin aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
AC5503	3	70	10
AC5504	4	70	10
AC5505	5	70	10
AC5506	6	70	10
AC5507	7	70	10
AC5508	8	70	10
AC5509	9	70	10

# Interventionskatheter

Diese Katheter sind für die Verwendung mit einem Führungsdraht bei endoskopischen Eingriffen vorgesehen

Gerade Ureterkatheter Gerade offene Spitze ohne Seitenaugen				
Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Für Führungsdrähte bis	Stk./VE
ACP205	4,8	74	0,038"	5
ACP206	6	74	0,038"	5
ACP207	7	74	0,038"	5
ACP208	8	74	0,038"	5

Gerade Ureterkatheter Gerade offene Spitze mit 2 Seitenaugen				
Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Für Führungsdrähte bis	Stk./VE
ACP303	3	74	0,021"	5
ACP304	4	74	0,035"	5
ACP305	4,8	74	0,038"	5
ACP306	6	74	0,038"	5
ACP307	7	74	0,038"	5

Gebogene Ureterkatheter Gebogene offene Spitze mit 2 Seitenaugen				
Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Für Führungsdrähte bis	Stk./VE
ACP403	3	73	0,021"	5
ACP404	4	73	0,035"	5
ACP405	4,8	73	0,038"	5
ACP406	6	73	0,038"	5
ACP407	7	73	0,038"	5

Gebogene Ureterkatheter Gebogene offene Spitze ohne Seitenaugen				
Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Für Führungsdrähte bis	Stk./VE
ACP603	3	73	0,021"	5
ACP604	4	73	0,035"	5
ACP605	4,8	73	0,038"	5
ACP606	6	73	0,038"	5
ACP607	7	73	0,038"	5

- › Jeder Katheter wird mit einem Metallmandrin und einem Luer-Lock-Zuspritzadapter für Spritzen geliefert
- › Material: PEBA
- › Steril



Gerade Spitze ohne Seitenaugen (ACP2)



Gerade Spitze, 2 Seitenaugen (ACP3)




Gebogene Spitze, 2 Seitenaugen (ACP4)



Gebogene Spitze ohne Seitenaugen (ACP6)

# Floppy Tip Katheter

## Mit hydrophiler Beschichtung und flexibler Spitze



- › Jeder Katheter wird mit einem Polyestermandrin und einem Luer-Lock-Anschluss für Spritzen geliefert
- › Flexible offene Spitze zum Einführen eines Führungsdrahtes
- › Material: Neoplex
- › Spitze auf 15 cm Länge hydrophil beschichtet
- › Steril

**Gerade Ureterkatheter**  
Flexible offene Spitze, ohne Seitenaugen

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Für Führungsdrähte bis	Stk./VE
ACR205	5	70	0,035"	5
ACR206	6	70	0,035"	5
ACR207	7	70	0,035"	5

# Chevassu Ureterkatheter

## Für die retrograde Ureteropyelographie (RUP)

- › Jeder Katheter wird mit einem Metallmandrin und einem Luer-Lock-Anschluss für Spritzen geliefert
- › Birnenförmige Aufweitung an der offenen Spitze
- › Material: Neoplex
- › Steril



AC59

### Gerade Ureterkatheter 73 cm Länge, mit offener Spitze

Artikel-Nr.	Schaft Ch/Fr	Aufweitung Ch/Fr	Für Führungsdrähte bis	Stk./VE
AC5C07	5	7	0,035"	5




AC5C07

### Gerade Ureterkatheter 70 cm Länge, mit offener Spitze

Artikel-Nr.	Schaft Ch/Fr	Aufweitung Ch/Fr	Für Führungsdrähte bis	Stk./VE
AC5904	3	4	0,015"	5
AC5905	3	5	0,015"	5
AC5906	4	6	0,021"	5
AC5907	5	7	0,035"	5
AC5908	5	8	0,021"	5
AC5909	6	9	0,021"	5
AC5910	7	10	0,035"	5
AC5911	7	11	0,035"	5
AC5912	7	12	0,035"	5

# Perkutane Harnableitung

- › Suprapubische Ableitung
- › Perkutane Nephrostomie
- › Urostomie-Ableitung



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

# Cystodrain® Integral

## Mit Integral Ballonkatheter aus Silikon



Punktionsset mit Integral Ballonkatheter aus Silikon


Fixierpflaster



Fixierhülse



Skalpell



Verschlussstopfen



Splittingkanüle



Dilatator



**Punktionsset mit 2-lumigem Integral Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen und Röntgenkontraststreifen**

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Ballon Volumen/ml	Splittingkanüle Ch/Fr	Set/VE
CD1010	40	10	3	14	5
CD1012	40	12	5	16	5
CD1014	40	14	5	17	5

**Kleines Punktionsset mit 2-lumigem Integral Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen und Röntgenkontraststreifen**

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Ballon Volumen/ml	Splittingkanüle Ch/Fr	Set/VE
CD1210	40	10	3	14	5
CD1212	40	12	5	16	5
CD1214	40	14	5	17	5

**Wechselset mit 2-lumigem Integral Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen und Röntgenkontraststreifen**

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Ballon Volumen/ml	PTFE-Führungsdraht Ø	Set/VE
CD1A10	40	10	3	0,038"	5
CD1A12	40	12	5	0,038"	5
CD1A14	40	14	5	0,038"	5
CD1A16	40	16	5	0,038"	5
CD1B10	40	10	3	ohne	1
CD1B12	40	12	5	ohne	1
CD1B14	40	14	5	ohne	1
CD1B16	40	16	5	ohne	1
CD1B18	40	18	5	ohne	1
CD1B20	40	20	5	ohne	1
CD1C10	40	10	3	ohne	5
CD1C12	40	12	5	ohne	5
CD1C14	40	14	5	ohne	5
CD1C16	40	16	5	ohne	5
CD1C18	40	18	5	ohne	5
CD1C20	40	20	5	ohne	5

**Dilatationsset mit 2-lumigem Integral Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen und Röntgenkontraststreifen**

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Ballon Volumen/ml	PTFE-Führungsdraht Ø	Set/VE
CD1112	40	12	5	0,038"	5
CD1114	40	14	5	0,038"	5

**Im Set enthalten**

- › Integral Ballonkatheter
- › Splittingkanüle (12 cm)
- › Fixierhülse, Fixierpflaster, Skalpell, Verschlussstopfen
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 5 Sets je VE, steril

**Im Set enthalten**

- › Integral Ballonkatheter
- › Splittingkanüle (12 cm)
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 5 Sets je VE, steril

**Im Set enthalten**

- › Integral Ballonkatheter
- › Fixierpflaster, Verschlussstopfen
- › PTFE-Führungsdraht (90 cm) bei CD1A
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 1 Set oder 5 Sets je VE, steril

**Im Set enthalten**

- › Integral Ballonkatheter
- › Dilatator, Fixierpflaster, Verschlussstopfen
- › PTFE-Führungsdraht (90 cm)
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 5 Sets je VE, steril

Lasert

Endourologie

Perkutane Harnableitung

Konnektoren und Verschlussstopfen

Unterer Harntrakt

Implantate für den Mann


Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere Informationen

# Supraflow® Set

## Folysil® Katheter aus Silikon



### Supraflow® Set mit Folysil® Ballonkatheter

2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, offener Spitze und Röntgenkontraststreifen, Skalpell und Splittingkanüle mit Schaft, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Ballon Volumen/ml	Splittingkanüle Ch/Fr	Set/VE
AJ9212	40	12	10	20	5
AJ9216	40	16	15	24	5

### Folysil® Wechselkatheter

2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, offener Spitze und Röntgenkontraststreifen, steril


Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Ballon Volumen/ml	Set/VE
AA6412	40	12	10	5
AA6416	40	16	15	5



**Ballonkatheter mit offener Spitze**

# Kolibri® Set

## Mit Pigtail-Katheter



### Vollständiges Drainage-Set für die perkutane Nephrostomie mit Pigtail-Katheter

#### Im Set enthalten

- › 2 Chiba-Nadeln: 20 cm Länge, 18 und 22 G
- › Seldinger- oder Schüller-Führungsdraht mit gebogener Spitze
- › 1 Set mit Dilatoren, je nach Artikel-Nr. mit oder ohne Arbeitsschaft
- › 1 Vortek®-Pigtail-Katheter
- › 1 Absperrventil mit Luer Lock Anschluss
- › 1 Rotationsadapter REA000
- › Mit Metall-Mandrin zum Aufstellen
- › Alle Komponenten einzeln verpackt – steril

#### Pigtail-Katheter und Dilatoren mit Arbeitsschaft

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Führungsdraht Ø	Set/VE
RJA208	29	8	Seldinger: 0,038"	1
RJA210	29	10	Seldinger: 0,038"	1
RJA212	29	12	Seldinger: 0,038"	1
RJB208	29	8	Schüller: 0,035"	1
RJB210	29	10	Schüller: 0,035"	1

#### Pigtail-Katheter und einfache Dilatoren

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Ch/Fr	Führungsdraht Ø	Set/VE
RJA006	29	6	Seldinger: 0,038"	1
RJA008	29	8	Seldinger: 0,038"	1
RJA108*	29	8	Seldinger: 0,038"	1
RJA110*	29	10	Seldinger: 0,038"	1
RJA112*	29	12	Seldinger: 0,038"	1
RJA114*	32	14	Seldinger: 0,038"	1
RJB108*	29	8	Schüller: 0,035"	1
RJB109*	29	9	Schüller: 0,035"	1
RJB110*	29	10	Schüller: 0,035"	1

\*zusätzlicher Kunststoff-Mandrin

Laser

Endourologie

Perkutane  
HarnableitungKonnektoren und  
VerschlussstopfenUnterer  
HarntraktImplantate für  
den Mann


Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen


# Führungsdrähte

## Einführen und Wechseln von Kathetern




Seldinger (steif), feste Seele, Edelstahl, PTFE beschichtet, steril

Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge/cm	Stk./VE
AE1138	gebogen	0,038"	80	5
AE0C35	gerade	0,035"	150	5



Schüller, Edelstahl, steril

Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge/cm	Stk./VE
AEJ435	gebogen	0,035"	100	5
AE0435	gerade	0,035"	100	5



Lunderquist, Edelstahl, steril


Artikel-Nr.	Spitze	Ø	Länge/cm	Stk./VE
AEJ535	gebogen	0,035"	80	5
AE0535	gerade	0,035"	80	5

# Perkutane Punktions-Nadeln

## Zur Punktion des Nierenhohlsystems

Chiba-Nadeln graduierte, echogene Kanüle aus Edelstahl, steril

Artikel-Nr.	Ø/G	Länge/cm	Stk./VE
RAC018	18	20	5
RAC022	22	20	5



# Perkutane Dilatatoren

## Zur Dilatation des perkutanen Zugangs



Einfacher Dilatator, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
RBA008	8	21	5
RBA010	10	21	5
RBA012	12	21	5
RBB010	Set: 6, 8, 10	21	5
RBB014	Set: 6, 8, 10, 12, 14	21	5



Einfacher Dilatator mit spaltbarem Arbeitsschaft, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
RBC008	Set: 6, 8 (8 mit Arbeitsschaft)	21	5
RBC010	Set: 6, 8, 10 (10 mit Arbeitsschaft)	21	5

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

## Vortek®

# Pigtail-Katheter zur perkutanen Harnableitung aus dem Nierenhohlsystem

### Im Set enthalten

- › Vortek® Pigtail-Katheter
- › Fixierhülse
- › Absperrhahn
- › Rotationsadapter REA000
- › Je nach Artikelnummer mit Einführhilfe aus Edelstahl
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 5 Sets je VE, steril

### Vortek® Pigtail-Katheter mit Einführhilfe

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
RCJ108	29	8	5
RCJ109	29	9	5
RCJ110	29	10	5
RCJ112	29	12	5
RCJ114	32	14	5

### Vortek® Pigtail-Katheter ohne Einführhilfe

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
RCJ006	29	6	5
RCJ007	29	7	5
RCJ008	29	8	5

## Perkutaner Nephrostomie Ballonkatheter aus Silikon

### Ballonkatheter

mit 2 Öffnungen oberhalb des Ballons, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ballon/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AJ6610	40	3	10	10
AJ6612	40	5	12	10
AJ6614	40	5	14	10
AJ6616	40	5	16	10
AJ6618	40	5	18	10
AJ6620	40	5	20	10

### Ballonkatheter

mit 2 Öffnungen ober- und unterhalb des Ballons, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ballon/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AJ6710	40	3	10	10
AJ6712	40	5	12	10
AJ6714	40	5	14	10
AJ6716	40	5	16	10
AJ6718	40	5	18	10
AJ6720	40	5	20	10

Radiologische  
Darstellung durch  
Röntgenkontrast-  
streifen möglich



# Anschlusszubehör

## Rotationsadapter zum Verbinden von Katheter und Urinbeutel



PVC-Verbindungsschlauch  
mit Luer Lock Adapter und Trichteransatz, drehbar, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
REA000	10

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Katheter



**Katheter für die Uretersigmoidostomie**  
Material: PVC, 6 Öffnungen, gerades proximales Ende, mit Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AC4105	155	5	5
AC4106	155	6	5
AC4107	155	7	5
AC4108	155	8	5
AC4109	155	9	5
AC4110	155	10	5
AC4111	155	11	5
AC4112	155	12	5




**Ureterostomiekatheter**  
Material: Silikon, 5 Öffnungen, abgeschrägte Spitze, trichterförmiges, proximales Ende, mit Röntgenkontraststreifen und ovaler Fixierscheibe, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AC6808	45	8	1
AC6810	45	10	1
AC6812	45	12	1
AC6814	45	14	1
AC6816	45	16	1
AC6820	45	20	1
AC6822	45	22	1



**Ureterostomiekatheter**  
Material: Silikon, 5 Öffnungen, abgeschrägte Spitze, gerades proximales Ende, mit Röntgenkontraststreifen und runder Fixierscheibe, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AC7008	45	8	1
AC7010	45	10	1
AC7012	45	12	1



**Grasset-Katheter für die Enterozystoplastik**  
Material: PVC, multiple Öffnungen, trichterförmiges, proximales Ende, mit Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AC4708	120	8	1
AC4710	120	10	1
AC4712	120	12	1
AC4714	120	14	1

# Silikon Mono-J

## Speziell für die Urostomie



**Silikon Mono-J-Katheter**  
zur Ureterostomie- und Enterozystoplastik  
Material: Silikon, 8 Öffnungen, offene und verjüngte distale Spitze, röntgendicht, mit ovaler Fixierscheibe, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
BJ3008	52	8	1
BJ3010	52	10	1
BJ3012	52	12	1



Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt


Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

## Konnektoren und Verschlussstopfen



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

## Konnektoren für Schläuche

**Konnektor**  
Material: Polypropylen, steril

Artikel-Nr.	Ø außen/mm	Ø innen/mm	Stk./VE
PB0101	4-6-4	3-3	10
PB0102	7-11-7	5-5	10
PB0103	10-14-10	8-8	10




**Konnektor**  
Material: Polypropylen, steril

Artikel-Nr.	Ø außen/mm	Ø innen/mm	Stk./VE
PB0201	4-6 / 11-7	3-5	10
PB0202	4-6 / 14-10	3-8	10
PB0203	7-11 / 14-10	5-8	10



**Konnektor**  
Material: Polypropylen, steril

Artikel-Nr.	Ø außen/mm	Ø innen/mm	Stk./VE
PB1201	4-5	2-2-2	10
PB1203	6-8	4-4-4	10
PB1204	9-11	7-7-7	10
PB1205	11-13	8-8-8	10



## Tuohy Borst Adapter

**Tuohy Borst Adapter**  
Material: Polycarbonat/Acryl/Silikon, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
AK2000	10



## Verschlussstopfen für Katheter

**Verschlussstopfen**  
Material: ABS, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
CP1820	50

**Hinweis:** nicht in der Schweiz verfügbar



## Katheterventil

**Katheterventil** für die Verbindung mit einem Dauerkatheter  
Material: Polyethylen/Prolypropylen/Silikon, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
CV3808	10



## Konnektoren für Katheter

**Konischer Konnektor** für Ureterkatheter und Urinbeutel  
Material: TPE, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Stk./VE
AK4010	3-10	10
AK4012	9-12	10



**Universal Konnektor** für Ureterkatheter und Urinbeutel  
Material: TPE/Acryl/Thermoplast, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Stk./VE
AK4100	3-12	10



**Luer Konnektor** für Ureterkatheter und Urinbeutel  
Material: TPE/Acryl/Thermoplast/Silikon, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Stk./VE
AK4200	3-8	10
AK4201	9-12	10



**Luer Konnektor mit Trichteransatz** für Ureterkatheter  
Material: TPE/Acryl, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
AK4300	10



**Luer Konnektor (männlich) mit Trichteransatz**  
Material: PVC, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Stk./VE
AK5300	3-12	10



**Quetschadapter mit Luer Lock Ansatz** für Spritze oder Ablaufsystem  
Material: Polyamid/Silikon, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Stk./VE
AK3400	3-8	10
AK3401	9-12	10



## Rotationsadapter

**Luer Lock Rotationsadapter** zum Verbinden von Katheter und Urinbeutel  
Material: PVC, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
REA000	10



Lasar

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

## Unterer Harntrakt

- › Prostatakatheter aus Silikon
- › Einführhilfe für Prostatakatheter
- › Evakuator für die Harnblase
- › Urethradilatation
- › Foleykatheter aus Silikon
- › Katheterventil zur Verbindung mit Dauerkatheter
- › Katheter ohne Ballon
- › Intravesikale Injektion



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

# X-Flow® & Hydro X-Flow® Dufour-Spitze



**X-Flow®**  
3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 3 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6318	41	18	50	5
AB6320	41	20	50	5
AB6322	41	22	50	5
AB6324	41	24	50	5

**X-Flow®**  
3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 3 Öffnungen und *kurzer* Spitze, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6S18	41	18	30	5
AB6S20	41	20	30	5
AB6S22	41	22	30	5
AB6S24	41	24	30	5
AB6R18	41	18	50	5
AB6R20	41	20	50	5
AB6R22	41	22	50	5
AB6R24	41	24	50	5

**X-Flow®**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 3 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6418	41	18	50	5
AB6420	41	20	50	5
AB6422	41	22	50	5
AB6424	41	24	50	5

**Hydro X-Flow®**  
3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 3 Öffnungen, hydrophil beschichtet, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
XB6318	41	18	50	5
XB6320	41	20	50	5
XB6322	41	22	50	5
XB6324	41	24	50	5
XB6L18	41	18	80	5
XB6L20	41	20	80	5
XB6L22	41	22	80	5
XB6L24	41	24	80	5

# Delinotte-Spitze

## X-Flow®

3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6218	41	18	50	5
AB6220	41	20	50	5
AB6222	41	22	50	5
AB6224	41	24	50	5

## Hydro X-Flow®

3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, hydrophil beschichtet, Röntgenkontraststreifen, steril


Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
XB6218	41	18	50	5
XB6220	41	20	50	5
XB6222	41	22	50	5
XB6224	41	24	50	5
XB6N18	41	18	80	5
XB6N20	41	20	80	5
XB6N22	41	22	80	5
XB6N24	41	24	80	5




**Dufour-Spitze**  
X-Flow® und  
Hydro X-Flow®



**Dufour-Spitze**  
X-Flow® mit  
kurzer Spitze  
15 – 18 mm kürzer



**Delinotte-Spitze**  
X-Flow® und  
Hydro X-Flow®



Lasar

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt


Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

## Couvelaire-Spitze



**X-Flow®**  
3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 3 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6118	41	18	50	5
AB6120	41	20	50	5
AB6122	41	22	50	5
AB6124	41	24	50	5

**X-Flow®**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 3 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6518	41	18	50	5
AB6520	41	20	50	5
AB6522	41	22	50	5
AB6524	41	24	50	5

**Hydro X-Flow®**  
3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 3 Öffnungen, hydrophil beschichtet, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
XB6118	41	18	50	5
XB6120	41	20	50	5
XB6122	41	22	50	5
XB6124	41	24	50	5
XB6M18	41	18	80	5
XB6M20	41	20	80	5
XB6M22	41	22	80	5
XB6M24	41	24	80	5



**Couvelaire-Spitze**  
X-Flow® und  
Hydro X-Flow®

# Nelaton-Spitze

## X-Flow®

3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 4 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6018	41	18	50	5
AB6020	41	20	50	5
AB6022	41	22	50	5
AB6024	41	24	50	5

## X-Flow®

3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen und *kurzer* Spitze, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6H18	41	18	50	5
AB6H20	41	20	50	5
AB6H22	41	22	50	5
AB6H24	41	24	50	5

## X-Flow®

3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen und *kurzer, offener* Spitze für einen Führungsdraht, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6G18	41	18	50	5
AB6G20	41	20	50	5
AB6G22	41	22	50	5
AB6G24	41	24	50	5




Nelaton-Spitze  
X-Flow®



Nelaton-Spitze  
X-Flow® mit  
*kurzer Spitze*  
15mm kürzer



Nelaton-Spitze  
X-Flow® mit *kurzer,  
offener Spitze  
für Führungsdraht*,  
15mm kürzer



Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Hämaturiekatheter



**X-Flow®**  
3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Spitze	Länge/cm	Ch/Fr	Ballon/mm	Stk./VE
AB6A18	Dufour	41	18	30	5
AB6A20	Dufour	41	20	30	5
AB6A22	Dufour	41	22	30	5
AB6A24	Dufour	41	24	30	5
AB6B18	Couvelaire	41	18	30	5
AB6B20	Couvelaire	41	20	30	5
AB6B22	Couvelaire	41	22	30	5
AB6B24	Couvelaire	41	24	30	5
AB6C18	Nelaton	41	18	30	5
AB6C20	Nelaton	41	20	30	5
AB6C22	Nelaton	41	22	30	5
AB6C24	Nelaton	41	24	30	5
AB6E18	Delinotte	41	18	30	5
AB6E20	Delinotte	41	20	30	5
AB6E22	Delinotte	41	22	30	5
AB6E24	Delinotte	41	24	30	5
AB6J18	Nelaton, kurze Spitze	41	18	30	5
AB6J20	Nelaton, kurze Spitze	41	20	30	5
AB6J22	Nelaton, kurze Spitze	41	22	30	5
AB6J24	Nelaton, kurze Spitze	41	24	30	5

## X-Flow® Hämaturiekatheter – Katheterspitzen



Dufour

Delinotte

Couvelaire

Nelaton


Nelaton kurze Spitze

# Freudenberg-Führungsstab Einführungshilfe aus Edelstahl

- › Wiederverwendbar
- › Steril

Freudenberg-Führungsstab  
steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
AL0000	1



Lasert
Endourologie
Perkutane Harnableitung
Konnektoren und Verschlussstopfen
Unterer Harntrakt
Implantate für den Mann
Urogynäkologie
Chirurgie
Weitere Informationen

# ABVac

## Evakuator für die Entnahme von Gewebeproben

- › Zum Evakuieren von Spüllösungen und Blutgerinnseln sowie zur Gewebeentnahme bei Prostata- oder Blasenoperationen
- › Einfacher Universalanschluss für die Resektoskope von Storz, Wolf, Olympus und ACMI
- › Für den Einmalgebrauch
- › Steril

**Hinweis:** nicht in der Schweiz verfügbar

ABVac, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
ABVAC	10



# Bougies

## Zur routinemäßigen Harnröhrendilatation



Bougie mit verjüngter Olivspitze, gerade  
Material: Neoplex, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AG5306	34	6	1
AG5307	34	7	1
AG5308	34	8	1
AG5309	34	9	1
AG5310	34	10	1
AG5312	34	12	1
AG5314	34	14	1
AG5316	34	16	1
AG5318	34	18	1
AG5320	34	20	1
AG5322	34	22	1
AG5324	34	24	1
AG5326	34	26	1
AG5328	34	28	1
AG5330	34	30	1

- › Zur Dilatation von Harnröhrenstenosen
- › Steril

Laser

Endourologie


Perkutane  
HarnableitungKonnektoren und  
VerschlussstopfenUnterer  
HarntraktImplantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

## Folysil®



Nelaton-Spitze

## Liegedauer bis zu 30 Tage

Folysil® (Nelaton)  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen,  
Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA6106*	26	6	1,5	5
AA6108*	26	8	3	5
AA6110*	31	10	3	5
AA6112	41	12	10	5
AA6114	41	14	10	5
AA6116	41	16	10	5
AA6118	41	18	10	5
AA6120	41	20	10	5
AA6122	41	22	10	5
AA6124	41	24	10	5
AA6C18	41	18	30	5
AA6C20	41	20	30	5
AA6C22	41	22	30	5
AA6C24	41	24	30	5
HA6106*	26	6	1,5	5 × 1**
HA6108*	26	8	3	5 × 1**
HA6110*	31	10	3	5 × 1**
HA6112	41	12	10	5 × 1**
HA6114	41	14	10	5 × 1**
HA6116	41	16	10	5 × 1**
HA6118	41	18	10	5 × 1**
HA6120	41	20	10	5 × 1**
HA6122	41	22	10	5 × 1**
HA6124	41	24	10	5 × 1**

Folysil® (Nelaton, Frau)  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen,  
Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA6512	25	12	10	5
AA6514	25	14	10	5
AA6516	25	16	15	5
AA6518	25	18	15	5
AA6520	25	20	15	5
AA6522	25	22	15	5
AA6524	25	24	15	5

Folysil® (für Führungsdraht)  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen,  
offener Spitze, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA6406	26	6	1,5	5
AA6408	26	8	3	5
AA6410	31	10	3	5
AA6412	40	12	10	5
AA6414	40	14	10	5
AA6416	40	16	15	5
AA6418	40	18	15	5
AA6420	40	20	15	5
AA6422	40	22	15	5
AA6424	40	24	15	5

 Pädiatrischer Katheter

- \* Ch 6 bis 10 mit Einführhilfe, Polyester-Mandrin
- \*\* 1 VE entspricht 1 Karton mit 5 Verpackungen/Kartons mit jeweils 1 Stück (zur Einzelabgabe)

# Folysil® LT und Folysil® X-tra

Liegedauer bis zu 12 Wochen

**Folysil® LT (Nelaton)**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA7106*	26	6	1,5	5
AA7108*	26	8	3	5
AA7110*	31	10	3	5
AA7112	41	12	10	5
AA7114	41	14	10	5
AA7116	41	16	10	5
AA7118	41	18	10	5
AA7120	41	20	10	5
AA7122	41	22	10	5

**Folysil® LT (Nelaton, Frau)**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA7512	25	12	10	5
AA7514	25	14	10	5
AA7516	25	16	10	5
AA7518	25	18	10	5

**Folysil® LT (für Führungsdraht)**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, offener Spitze, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA7412	40	12	10	5
AA7414	40	14	10	5
AA7416	40	16	10	5
AA7418	40	18	10	5
AA7420	40	20	10	5

 Pädiatrischer Katheter

\* Ch 6 bis 10 mit Einführhilfe, Polyester-Mandrin  
\*\*\* 1 vorgefüllte Spritze plus 1 leere Spritze



Offene Spitze, AA74

**Folysil® X-tra mit vorgefüllter Spritze (Nelaton)**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA8112	41	12	10	5
AA8114	41	14	10	5
AA8116	41	16	10	5
AA8118	41	18	10	5
AA8120	41	20	10	5
AA8122	41	22	10	5
AA8A12***	41	12	10	1
AA8A14***	41	14	10	1
AA8A16***	41	16	10	1
AA8A18***	41	18	10	1
AA8A20***	41	20	10	1
AA8A22***	41	22	10	1

**Folysil® X-tra mit vorgefüllter Spritze (Nelaton, Frau)**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA8512	25	12	10	5
AA8514	25	14	10	5
AA8516	25	16	10	5
AA8518	25	18	10	5
AA8B12***	25	12	10	1
AA8B14***	25	14	10	1
AA8B16***	25	16	10	1
AA8B18***	25	18	10	1

**Folysil® X-tra mit vorgefüllter Spritze (für Führungsdraht)**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen, offener Spitze, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA8C12	40	12	10	1
AA8C14	40	14	10	1
AA8C16	40	16	10	1
AA8C18	40	18	10	1

Laser

Endourologie

Perkutane Harnableitung

Konnektoren und Verschlussstopfen

Unterer Harntrakt

Implantate für den Mann

Urogynäkologie



Chirurgie

Weitere Informationen

# Tiemann & Tiemann+ Ballonkatheter für die männliche Harnröhre

Liegedauer bis zu 30 Tage

**Folysil® Tiemann**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 1 Öffnung,  
Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA6308* 	27	8	3	5
AA6310* 	32	10	3	5
AA6312	40	12	10	5
AA6314	40	14	10	5
AA6316	40	16	15	5
AA6318	40	18	15	5
AA6320	40	20	15	5
AA6322	40	22	15	5
AA6324	40	24	15	5

**Folysil® Tiemann+ (verstärkte Spitze)**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 1 Öffnung,  
Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA9312	40	12	10	5
AA9314	40	14	10	5
AA9316	40	16	15	5
AA9318	40	18	15	5
AA9320	40	20	15	5
AA9322	40	22	15	5

Tiemann



Tiemann+ verstärkte Spitze



## Profiliertes Katheter

Liegedauer bis zu 30 Tage

**Folysil® Nelaton, gerillt**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen,  
Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA6612	40	12	10	5
AA6614	40	14	10	5
AA6616	40	16	15	5
AA6618	40	18	15	5
AA6620	40	20	15	5
AA6622	40	22	15	5
AA6624	40	24	15	5

**Folysil® Nelaton, gerillt**  
2-lumiger Ballonkatheter aus Silikon mit 2 Öffnungen,  
Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
HI6612	40	12	10	1
HI6614	40	14	10	1
HI6616	40	16	15	1
HI6618	40	18	15	1
HI6620	40	20	15	1
HI6622	40	22	15	1
HI6624	40	24	15	1

 Pädiatrischer Katheter

\* Ch 8–10 mit Einführhilfe, Polyester-Mandrin

# Neoblase

## Zur Spülung und Drainage

Liegedauer bis zu 30 Tage

Folysil® Neoblase  
3-lumiger Ballonkatheter aus Silikon, Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Katheter Länge/cm	Katheter Öffnungen	Ch/Fr	Ballon, Volumen/ml	Stk./VE
AA6820	40	6+Spitze	20	30	5
AA6822	40	6+Spitze	22	30	5
AA6918	40	4+2+Spitze	18	30	5
AA6920	40	4+2+Spitze	20	30	5
AA6922	40	4+2+Spitze	22	30	5



Neoblase

Laser

Endourologie

Perkutane Harnableitung

Konnektoren und Verschlussstopfen

Unterer Harntrakt

Katheterventil für die Verbindung mit einem Dauerkatheter

# Katheterventil

- › Wird mit einem Dauerkatheter verbunden
- › Zur Ableitung des Urins entweder direkt in die Toilette, einen Behälter oder in einen mit dem Ventil verbundenen Beutel
- › Steril

Katheterventil  
Material: Polyethylen/Prolypropylen/  
Silikon, steril

Artikel-Nr.	Stk./VE
CV3808	10



Implantate für den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere Informationen

# Blasenkatheeter ohne Ballon



Katheter mit Couvelaire-Spitze und 2 Öffnungen  
Material: Neoplex, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
AD5D06	40	6	5
AD5D08	40	8	5
AD5D10	40	10	5
AD5D12	40	12	5
AD5D14	40	14	5
AD5D16	40	16	5
AD5D18	40	18	5
AD5D20	40	20	5
AD5D22	40	22	5
AD5D24	40	24	5
AD5D26	40	26	5



Katheter mit Delinotte-Spitze und 2 Öffnungen  
Material: Neoplex, steril


Artikel-Nr.	Länge/cm	Ch/Fr	Stk./VE
ADN306	40	6	5
ADN308	40	8	5
ADN310	40	10	5
ADN312	40	12	5
ADN314	40	14	5
ADN316	40	16	5
ADN318	40	18	5
ADN320	40	20	5
ADN322	40	22	5
ADN324	40	24	5
ADN326	40	26	5

# BoNee® Nadel

## Für die intravesikale Injektion

- › Für die Injektion in den Blasenmuskel
- › Kurze Spitze (4 mm)
- › Nadelspitze ist durch eine Kappe geschützt
- › 22 G Nadel, Korpus 5 Ch/Fr
- › Mit Tuohy-Borst-Adapter
- › Flexibler Korpus, geeignet für starre und flexible Zystoskope
- › Speziell entwickelt für die Injektion von Botulinumtoxin
- › Steril

BoNee®			
Artikel-Nr.	Korpus Länge/cm	Anwendung	Stk./VE
NBI035	35	Mit starrem Zystoskop	1
BBI035	35	Mit starrem Zystoskop	5
NBI070	70	Mit flexiblem & starrem Endoskop	1
BBI070	70	Mit flexiblem & starrem Endoskop	5



## Implantate für den Mann

- › Schwellkörperimplantate
- › Männliche Belastungsinkontinenz



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

# Titan® Touch

## Hydraulisches Schwellkörperimplantat



3-teiliges hydraulisches  
Schwellkörperimplantat mit  
hydrophiler Beschichtung

**Titan® Touch**  
Zylinder mit Standard-Durchmesser, vorkonnectiert, mit Pumpe

Artikel-Nr.		Länge/cm
ES2814	Infrapubisch	14
ES2816	Infrapubisch	16
ES2818	Infrapubisch	18
ES2820	Infrapubisch	20
ES2822	Infrapubisch	22
ES2914	Penoskrotal	14
ES2916	Penoskrotal	16
ES2918	Penoskrotal	18
ES2920	Penoskrotal	20
ES2922	Penoskrotal	22

**Titan® Touch Narrow Base**  
Zylinder mit geringem Durchmesser, vorkonnectiert, mit Pumpe

Artikel-Nr.		Länge/cm
EN2811	Infrapubisch	11
EN2814	Infrapubisch	14
EN2816	Infrapubisch	16
EN2818	Infrapubisch	18
EN2911	Penoskrotal	11
EN2914	Penoskrotal	14
EN2916	Penoskrotal	16
EN2918	Penoskrotal	18

### Im Set enthalten

- › 2 Zylinder aus Bioflex®-Material mit abgerundeten, weichen Zylinderspitzen aus Silikon
- › Pumpe, vorkonnectiert (außer bei 24/26/28 cm)
- › Reservoir mit Lock-Out™ Ventil
- › HydroVantage™ – alle Set-Bestandteile sind hydrophil beschichtet
- › 0°-Winkel zwischen Zylinder und Schlauch
- › 1 Set je VE, steril

# Titan® Touch

## Zubehör und Einzelkomponenten

### 2 XL-Zylinder

Standard-Durchmesser



**2 XL-Zylinder**  
Nicht vorkonnetiert, ohne Pumpe, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm
E17924	24
E17926	26
E17928	28

### Titan® Cloverleaf Reservoir

Mit Lock-Out™  
Anti-Reflux-Ventil



**Titan® Cloverleaf Reservoir**  
Einzel verpackt, steril

Artikel-Nr.	Kapazität/ml
ER8075	75
ER8125	125

### Titan® Touch Pumpe

Für alle Größen  
einsetzbar



**Titan® Touch Pumpe**  
Einzel verpackt, steril

Artikel-Nr.
517750

### True-Lock® Verschlussstopfen

Zum Verschließen eines  
ungenutzten Schlauches



**True-Lock® Verschlussstopfen**  
Einzel verpackt, steril

Artikel-Nr.
517970

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie


Weitere  
Informationen

## Assembly Kit

### Assembly Kit

Artikel-Nr.

519150



### Im Set enthalten

- › 1 Zylinderschutz und Einführhilfe
- › 4 True-Lock-Konnektoren
- › 2 Einführhilfen für den Konnektor
- › 8 Konnektor-Hülsen
- › 1 Konnektor-Zange
- › 3 Luer Adapter zum Befüllen (grün)
- › 2 Keith Nadeln
- › 6 Silikonschläuche (Überzug der Mosquito-Klemmen)
- › 2 flexible Kanülen zur Entlüftung
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 1 Set je VE, steril

## Rear Tip Extender Kit

### Rear Tip Extender Kit

Artikel-Nr.

Zylinder-Typ

519310

Standard-Durchmesser

519300

geringer Durchmesser (Narrow Base)



### Im Set enthalten

- › Rear Tip Extender/Verlängerungskappen: 4 Paar mit je 2 x 1 cm, 1,5 cm, 2 cm und 3 cm
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 1 Set je VE, steril

# Genesis®

## Semirigides Schwellkörperimplantat



### Im Set enthalten

- › 1 Paar Zylinder (individuell kürzbar)
- › 1 Paar Abschlusskappen 0 cm, je 1 Paar Verlängerungskappen 0,5 und 1 cm
- › HydroVantage™ – alle Set-Bestandteile sind hydrophil beschichtet
- › Alle Komponenten im Set zusammen verpackt – 1 Set je VE, steril

Genesis®		
Artikel-Nr.	Länge/cm	Durchmesser/mm
519250	14–23	9,5
519260	16–25	11
519270	18–27	13



Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann


Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Instrumente und Zubehör Für die Implantation

## Furlow Inserter



Furlow Inserter  
unsteril

Artikel-Nr.	Stk./VE
QB5555	1

## Rossello Geweberaspel-Set



Rossello Geweberaspel-Set  
unsteril

Artikel-Nr.	Stk./VE
QB5558	5 Dilatatoren (8, 9, 10, 11 und 12 mm)

## Brooks Dilatator-Set



Brooks Dilatator-Set  
unsteril

Artikel-Nr.	Stk./VE
QB9350	7 Dilatatoren (8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 mm)

## Haken-Set Mit oder ohne Retraktor-Rahmen





Abbildung zeigt das Retraktor-Set mit  
Retraktor-Rahmen (Artikel-Nr. JUNEGX-2020)

Retraktor-Set  
Einmalprodukt, steril

Artikel-Nr.	Inhalt
QB3321	1 Penis-Strap 1 scharfer Haken 5 mm 6 stumpfe Haken 12 mm 2 breite Haken 20 mm 2 Deaver Retraktoren
JUNEGX-2020	6 stumpfe Haken 12 mm 1 scharfer Haken 5 mm 2 breite Haken 2 doppelte scharfe Haken 7 mm 1 penile Brücke 1 Retraktor-Rahmen 1 Katheter-Klemme

# Virtue®

## Die Schlinge für den Mann



Vier-Arm-System zur  
Behandlung der männlichen  
Belastungsinkontinenz

Virtue®

Artikel-Nr.

Inhalt

500204

1 Virtue® Schlinge,  
1 Tunnelierer (Einmalinstrument)



### Im Set enthalten

- › Gewebtes monofiles Polypropylen
- › Bidirektionale Kompression und Anhebung der bulbären Harnröhre mit 2 transobturatorischen und 2 **präpubischen** Armen
- › 1 Set je VE, steril

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Urogynäkologie

- › Weibliche Belastungsinkontinenz
- › Prolapsbehandlung



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

# Altis® Single-Incision Schlingensystem

Platzierung einer midurethralen Schlinge mit nur einem Einschnitt

- › Aus gewebtem, monofilem Polypropylen
- › Helikale Einführhilfen
- › Mit einem statischen und einem dynamischen Anker zur intraoperativen Adjustierung
- › Steril

## Altis® Single-Incision Schlinge

Artikel-Nr.	Inhalt
519650	1 Schlinge mit helikalen Einführhilfen (zum Einmalgebrauch)



# Aris® Transobturatorische Schlinge

Midurethrale Schlinge für die Behandlung der weiblichen Belastungsinkontinenz

- › Aus gewebtem, monofilem Polypropylen
- › Einzeln verpackt oder im Set erhältlich
- › Steril

## Aris® transobturatorisches Schlingensystem im Set

Artikel-Nr.	Inhalt
UR3105	1 Schlinge mit 2 helikalen und 1 gebogenen Einführhilfe/n

## Aris® Schlinge


Artikel-Nr.	Inhalt
UR3101	1 Schlinge




Hinweis: Aris® ist nicht in der Schweiz verfügbar

# Restorelle® Spezielle Netze für die Prolapsbehandlung

Restorelle® Produkte sind mit Smartmesh-Technologie gefertigt




Y Mesh



- › Aus gewebtem, monofilem Polypropylen
- › Mit Smartmesh-Technologie: Ultraleicht (19 g/m<sup>2</sup>) und physiologisch kompatibel
- › Steril

Flat Mesh



#### Restorelle® Y Mesh

Artikel-Nr.	Größe/cm	Stk./VE
501420	24 × 4	1
501430	27 × 4	1

#### Restorelle® Flat Mesh

Artikel-Nr.	Größe/cm	Stk./VE
501440	24 × 8	1
501330	30 × 30	1

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Chirurgie

- › Laparoskopische Chirurgie – Elefant®
- › Chirurgische Drainagen



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

# Elefant<sup>®</sup> – Einmal-Spülsauger für die Laparoskopie





Für die roboter-assistierte  
Chirurgie eignen sich die  
folgenden Artikel:


**ASP180, ASP185, ASP195**



#### Elefant® Einmal-Spülsauger, mit PVC-Schlauch

Artikel-Nr.	Kanüle Länge/cm	Kanüle ø/mm	Schlauch Länge/m	Schlauch Außen-ø/mm	Schlauch Innen-ø/mm	Anzahl Spülschläuche	Stk./VE
ASP165	35	5	3	9,5	6,4	1	5
ASP170	35	10	3	9,5	6,4	1	5
ASP185 	45	5	3	9,5	6,4	1	5
ASP190	35	5	3	9,5	6,4	2	5
ASP195 	45	5	3	9,5	6,4	2	5

#### Elefant® Einmal-Spülsauger, ohne Schlauch

Artikel-Nr.	Kanüle Länge/cm	Kanüle ø/mm	Stk./VE
ASP145	35	5	10
ASP150	35	10	10
ASP180 	45	5	10

- › Nicht-leitende Glasfaserkanüle, entwickelt zur Vermeidung elektrothermischer Verletzungen
- › Yankauer-Spitze mit 6 distalen Öffnungen
- › Für Links- und Rechtshänder, leichtes Gewicht mit ca. 100 g
- › Optional mit zusätzlichem Spülschlauch für den Anschluss an 2 Spülbeutel (ASP190 und ASP195)
- › Steril und einsatzbereit für den Einmalgebrauch

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt


Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

# Einfache Drainagen



### Tubuläre Drainage

Material: Silikon, mit Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
GA6208	8	30	10
GA6210	10	30	10
GA6212	12	30	10
GA6214	14	30	10
GA6216	16	30	10
GA6218	18	30	10
GA6220	20	30	10
GA6222	22	30	10
GA6225	25	30	10
GA6230	30	30	10
GA6235	35	30	10
GA6240	40	30	10
GA6908	8	50	10
GA6910	10	50	10
GA6912	12	50	10
GA6914	14	50	10
GA6916	16	50	10
GA6918	18	50	10
GA6920	20	50	10
GA6925	25	50	10
GA6930	30	50	5
GA6935	35	50	5



### Multikanaldrainage

Material: Röntgendichtes Silikon, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Breite/mm	Stk./VE
GA1035	40	35	10
GA1045	40	45	10




### Delbet-Drainage

Material: Röntgendichtes Silikon, steril

Artikel-Nr.	Länge/cm	Breite/mm	Stk./VE
GA6106	36	60	5

# Saug- und Spüldrainagen



**Mehrfach perforierte, tubuläre Drainage**  
Material: Silikon, mit Röntgenkontraststreifen, steril

Artikel-Nr.	Ch/Fr	Länge/cm	Stk./VE
GB6009	9	50	10
GB6012	12	50	10
GB6015	15	50	10
GB6018	18	50	10
GB6021	21	50	10
GB6024	24	50	10
GB6027	27	50	5
GB6030	30	50	5
GB6033	33	50	5
GB6036	36	50	5

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

## Weitere Informationen

- › Maßeinheiten
- › Alphabetisches Stichwortverzeichnis
- › Seitenverzeichnis und Pharmazentralnummern



Weitere  
Informationen

Chirurgie

Urogynäkologie

Implantate für  
den Mann

Unterer  
Harntrakt

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Perkutane  
Harnableitung

Endourologie

Laser

# Maßeinheiten

## Angegebene Maßeinheiten

<b>Ch/Fr</b> (Ch/Fr 1 = 1/3 mm)	<b>Charrière/French</b>	für Katheter- und Ureterschienendurchmesser
<b>cm</b>	<b>Centimeter</b>	Für Außenmaße und allgemeine Längenangaben
<b>∅</b>	<b>Durchmesser</b>	
<b>G</b> 18 G = 1,024 mm 22 G = 0,664 mm	<b>Gauge</b>	für Luer Adapter und BoNee®-Nadeln
<b>Hz</b> (1 Hz = 1/s)	<b>Hertz</b>	Frequenz (Laser)
<b>J</b> (1 Joule = 1 Wattsekunde (Ws))	<b>Joule</b>	Einheit für Energie (Laser)
<b>MW</b> (1 MW = 1000 KW (Kilowatt))	<b>Megawatt</b>	Elektrische Leistung (Laser)
<b>µm</b> (1 µm = 0,001 mm)	<b>Mikrometer</b>	Durchmesser Laserfaser
<b>µs</b> (1 µs = 0,000 001 Sekunde)	<b>Mikrosekunde</b>	Pulsdauer (Laser)
<b>ml</b> (1 ml = 0.001 Liter)	<b>Milliliter</b>	Maßeinheit für Ballongrößen und?
<b>mm</b>	<b>Millimeter</b>	für Außenmaße und allgemeine Längenangaben
<b>nm</b> (1 nm = 0,000 001 mm)	<b>Nanometer</b>	Angabe der Wellenlänge (Laser)
Stk./VE	<b>Stück pro Verpackungseinheit</b>	
<b>VA</b> (1VA = 1 W)	<b>Volts Alternating Current (Wechselstrom)</b>	Leistung in einem Gleichstromkreis
<b>Vac</b>	<b>VoltsAC</b>	Einheit für Wechselstrom
<b>W</b> (1 Watt = 1 Joule pro Sekunde)	<b>Watt</b>	Elektrische Leistung (Laser)
<b>"</b> (1" = 25,4mm)	<b>Zoll</b>	für Führungsdraht-Durchmesser

# Alphabetisches Stichwortverzeichnis

<b>A</b>		<b>G</b>	
Altis®	90	Genesis®	85
Aris®	90	<b>H</b>	
ABVac	72	Hämaturiekatheter	70
<b>B</b>		Harnableitung	48 ff.
Bioflex®	82	Hydro X-Flow®	66 ff.
Biosoft® duo	16 ff.	Hybrider Führungsdraht	41
BoNee®	79	<b>I</b>	
Bougies	72 f.	Imajin®	16 ff., 37 f.
Brooks	86	Implantate	80 ff.
<b>C</b>		Interventionskatheter	45
Chevassu	47	<b>K</b>	
Chirurgie	92 ff.	Katheter für die RUP	47
Coloplast TFL Drive	4 ff.	Katheterventil	62, 77
Coudé-Spitze	44	K-Box® Trainingsmodell	13
Couvelaire-Spitze	68	Kolibri®	53
Cystodrain® Integral	50	Konnektoren und Verschlussstopfen	60 ff.
<b>D</b>		<b>L</b>	
Delbet-Drainage	96	Laparoskopische Chirurgie	92 ff.
Delinotte-Spitze	66, 70, 78	Laser	4 ff.
Dilatatoren	15, 53, 55, 86	Lunderquist Führungsdrähte	43, 54
Dormia®	10 ff.	<b>M</b>	
Drainage (chirurgisch)	53, 77, 96 f.	Multikanaldrainage	96
Drainagekatheter	44	<b>N</b>	
Dormia® DualPerc	12	Dormia® N.Stone®	11
Dufour-Spitze	66 f., 70	Nadeln (perkutane Nephrostomie)	53 ff.
<b>E</b>		Nelaton-Spitze	69 f., 74 f.
Elefant®	92 ff.	Nephrostomie-Sets	53 ff.
<b>F</b>		Nitinol Führungsdrähte	41, 43
Faser, Laser	6 f.	No-Tip, Dormia®	11
Floppy Tip Interventionskatheter	46		
Foleykatheter (Folysil®)	74 f.		
Freudenberg-Führungsstab	71		
Führungsdrähte	14 f., 17 ff., 21 ff., 45, 51, 53		
Furlow	86		

Laser

Endourologie

Perkutane  
HarnableitungKonnektoren und  
VerschlussstopfenUnterer  
HarntraktImplantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

**P**

Pädiatrische Foleykatheter	74 ff.
Philips Bougies	73
Prolapsbehandlung	88 ff.
Prostatakatheter	64 ff.
Pumpe Titan® Touch	82 f.
PU-R, PU-S Ureterschienen	34 f.
PTFE-beschichtete Führungsdrähte	7, 19 ff. 28 ff., 34 ff., 40 ff., 54
Pyelostent®	37

**R**

Radifocus®	43
Reservoir Titan® Touch	82 f.
Restorelle®	91
ReTrace®	14
Retraktor-Set	86
Rossello	86

**S**

Saug- und Spül drainagen	94 ff.
Schlinge für den Mann	87
Schlingen für die Frau	90
Schüller Führungsdrähte	43, 53 f.
Schwellkörperimplantate	80 ff.
Seldinger Führungsdrähte	42, 53 f.
Smartmesh	91
Soprano®	41
Spülsauger	94 f.
Stenostent®	37
Supraflow®	52

**T**

Terumo® Führungsdrähte	17, 19 ff., 25, 27 ff., 39, 43
Tiemann-Spitze	76
Titan® Touch	82 ff.
Thulium Fiber Laser	4 ff.
True Lock®	83 f.
Tubuläre Drainage	96
Tumorschienen	39
Tunnelierer	87
Tuohy Borst Adapter	11, 62, 79

**U**

Ureterkatheter	16 ff.
Ureterschienen mit Doppelpigtail	16 ff.
Ureterschleuse	14
Urogynäkologie	88 ff.

**V**

Variable Länge Biosoft® duo	16 f., 22
Verschlussstopfen	51, 60 ff., 83
Virtue®	87
Vortek®	16 f., 28 ff., 38 ff., 53, 56 f.
Vortek® Mono-J-Ureterschienen	39 f.
Vortek® Tumorschienen	39

**X**

X-Flow®	66 ff.
---------	--------

**Z**

Zylinder für Schwellkörperimplantate	82 ff.
--------------------------------------	--------

# Seitenverzeichnis und Pharmazentralnummern

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
500204		87	AA6512	151779	74	AA8114	17508211	75
501330		91	AA6514	151785	74	AA8116	17508228	75
501420		91	AA6516	151791	74	AA8118	17508234	75
501430		91	AA6518	151816	74	AA8120	17508240	75
501440		91	AA6520	151822	74	AA8122	17508257	75
517750		83	AA6522	151839	74	AA8512	17508263	75
517970		83	AA6524	151845	74	AA8514	17508286	75
519150		84	AA6612	151851	76	AA8516	17508300	75
519260		85	AA6614	151868	76	AA8518	19672156	75
519270		85	AA6616	151874	76	AA8A12	17998304	75
519300		84	AA6618	151880	76	AA8A14	17998310	75
519310		84	AA6620	151897	76	AA8A16	17998327	75
519650		90	AA6622	151905	76	AA8A18	17998333	75
AA6106	151584	74	AA6624	151911	76	AA8A20	17998356	75
AA6108	151590	74	AA6820	17508151	77	AA8A22	17998362	75
AA6110	151609	74	AA6822	17508168	77	AA8B12	17998379	75
AA6112	151963	74	AA6918	17508174	77	AA8B14	17998385	75
AA6114	151986	74	AA6920	17508180	77	AA8B16	17998391	75
AA6116	151992	74	AA6922	17508197	77	AA8B18	17998416	75
AA6118	152000	74	AA6C18	517849	74	AA8C12	17998422	75
AA6120	152017	74	AA6C20	518429	74	AA8C14	17998439	75
AA6122	152023	74	AA6C22	151940	74	AA8C16	17998445	75
AA6124	152046	74	AA6C24	151957	74	AA8C18	17998474	75
AA6308	152052	76	AA7106	16513842	75	AA9312	746219	76
AA6310	152069	76	AA7108	16513865	75	AA9314	740984	76
AA6312	151615	76	AA7110	16513888	75	AA9316	736623	76
AA6314	151621	76	AA7112	16513902	75	AA9318	732140	76
AA6316	151638	76	AA7114	16513925	75	AA9320	731376	76
AA6318	151644	76	AA7116	16513948	75	AA9322	731212	76
AA6320	151650	76	AA7118	16513960	75	AAM000032		6
AA6322	151667	76	AA7120	16514008	75	AB6018	152750	69
AA6324	151673	76	AA7122	16514020	75	AB6020	152767	69
AA6406	152075	74	AA7412	16514066	75	AB6022	152773	69
AA6408	152081	74	AA7414	16514103	75	AB6024	152796	69
AA6410	152098	74	AA7416	16514149	75	AB6118	152804	68
AA6412	151696	52	AA7418	16514161	75	AB6120	152810	68
AA6414	151704	74	AA7420	16514184	75	AB6122	152827	68
AA6416	151710	52	AA7512	16514209	75	AB6124	152833	68
AA6418	151727	74	AA7514	16514221	75	AB6218	152856	67
AA6420	151733	74	AA7516	16514244	75	AB6220	152862	67
AA6422	151756	74	AA7518	16514267	75	AB6222	152885	67
AA6424	151762	74	AA8112	17508205	75	AB6224	152891	67

Laser

Endourologie

Perkutane  
HarnableitungKonnektoren und  
VerschlussstopfenUnterer  
HarntraktImplantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
AB6318	152916	66	AB6S20	17508895	66	AC4D65	153442	34
AB6320	152922	66	AB6S22	17508903	66	AC4D66	153459	34
AB6322	152939	66	AB6S24	17508932	66	AC4D73	0	34
AB6324	152945	66	ABVAC		72	AC4D74	0	34
AB6418	152951	66	AC4105		58	AC4D75	153488	34
AB6420	152968	66	AC4106		58	AC4E64	17998480	34
AB6422	152974	66	AC4107		58	AC4E65	17998497	34
AB6424	152980	66	AC4108		58	AC4E73	17998511	34
AB6518	152997	68	AC4109		58	AC4E74	17998528	34
AB6520	153005	68	AC4110		58	AC4E75	17998534	34
AB6522	153011	68	AC4111		58	AC4E76	17998540	34
AB6524	153028	68	AC4112		58	AC5003		44
AB6A18	543462	70	AC4263		35	AC5004	153790	44
AB6A20	543479	70	AC4264		35	AC5005	153809	44
AB6A22	543485	70	AC4265		35	AC5006	153815	44
AB6A24	543491	70	AC4273		35	AC5007	153821	44
AB6B18	17508317	70	AC4274		35	AC5008	153838	44
AB6B20	17508323	70	AC4275		35	AC5009	153844	44
AB6B22	17508352	70	AC4406	153040	40	AC5203	1588283	44
AB6B24	17508369	70	AC4407	153063	40	AC5204	1588308	44
AB6C18	543692	70	AC4408	153086	40	AC5205	1588314	44
AB6C20	543700	70	AC4663	153287	34	AC5206	1588320	44
AB6C22	543717	70	AC4664	153293	34	AC5207	1588337	44
AB6C24	543723	70	AC4665	153301	34	AC5208	1588343	44
AB6E18	17508375	70	AC4666	153318	34	AC5209	1588366	44
AB6E20	17508381	70	AC4673	153324	34	AC5303	153873	44
AB6E22	17508398	70	AC4674	153330	34	AC5304	153910	44
AB6E24	17508406	70	AC4675	153347	34	AC5305	153927	44
AB6G18	3353207	69	AC4676	153353	34	AC5306	153933	44
AB6G20	17508412	69	AC4708		58	AC5307	153956	44
AB6G22	3360236	69	AC4710		58	AC5308		44
AB6G24	17508429	69	AC4712		58	AC5403	488119	44
AB6H18	17508435	69	AC4714		58	AC5404	488125	44
AB6H20	17508441	69	AC4B63		34	AC5405	488131	44
AB6H22	17508458	69	AC4B64		34	AC5406	488148	44
AB6H24	17508464	69	AC4B65		34	AC5407	488154	44
AB6J18	17508470	70	AC4B66		34	AC5408	488160	44
AB6J20	17508487	70	AC4B73		34	AC5503	543516	44
AB6J22	17508493	70	AC4B74		34	AC5504	543522	44
AB6J24	17508501	70	AC4B75		34	AC5505	543539	44
AB6R18	17508518	66	AC4B76		34	AC5506	543545	44
AB6R20	17508524	66	AC4B85	2555512	34	AC5507	543551	44
AB6R22	17508530	66	AC4B86	0	34	AC5508	543568	44
AB6R24	17508547	66	AC4D63	153413	34	AC5509	543574	44
AB6S18	17508866	66	AC4D64	153436	34	AC5904	154022	47

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
AC5905	154039	47	ACB1B4		30	ACB2C3		32
AC5906	154045	47	ACB1B5		30	ACB2C4		32
AC5907	154051	47	ACB1B6		30	ACB2C5		32
AC5908	154074	47	ACB1B7		30	ACB363	752378	32
AC5909	154080	47	ACB1C0		32	ACB364	752384	32
AC5910	154097	47	ACB1C1	2178771	32	ACB365	752390	32
AC5911	154105	47	ACB1C2	2178788	32	ACB366	752409	32
AC5912	154111	47	ACB1C3	2178802	32	ACB373	752415	32
AC5C07	154192	47	ACB1C4	2178819	32	ACB374	752421	32
AC6808	17508961	58	ACB1C5	2178825	32	ACB375	752438	32
AC6810	17508978	58	ACB1C6		32	ACB376	752444	32
AC6812	17508984	58	ACB1C7	2178794	32	ACB3C4		32
AC6814	17508990	58	ACB1D2		32	ACB3C5		32
AC6816	17509009	58	ACB1D3	17509044	32	ACB454	154275	30
AC6820	17509021	58	ACB1D4	17509050	32	ACB455	154281	30
AC6822	17509038	58	ACB1D5	17509067	32	ACB463	491771	32
AC7008		58	ACB1D6	17509073	32	ACB464	2083214	32
AC7010		58	ACB1D7	17509096	32	ACB465	491788	32
AC7012		58	ACB1E2		32	ACB473	491802	32
ACA106	154200	40	ACB1E3	515158	32	ACB474	2083243	32
ACA107	204978	40	ACB1E4	515164	32	ACB475	492121	32
ACA108		40	ACB1E5	515170	32	ACB476	492167	32
ACA206	154223	40	ACB1E6	515187	32	ACB4C4		32
ACA207		40	ACB1E7	515141	32	ACB550	543812	30
ACA208		40	ACB1F3		32	ACB551	543829	30
ACB162	752042	32	ACB1F4		32	ACB552	19672357	30
ACB163	752065	32	ACB1F5		32	ACB553	543835	30
ACB164	752214	32	ACB1F6		32	ACB554	543841	30
ACB165	752220	32	ACB1G0		32	ACB555	543858	30
ACB166	752237	32	ACB1G1		32	ACB556	543864	30
ACB167	752059	32	ACB253	1358005	30	ACB557	19672363	30
ACB172	752243	32	ACB254	1358034	30	ACB563	543870	30
ACB173	752272	32	ACB255	1358040	30	ACB564	543887	30
ACB174	752289	32	ACB256	1358057	30	ACB565	543893	30
ACB175	752303	32	ACB263	1358100	32	ACB566	543901	30
ACB176	752326	32	ACB264	1358123	32	ACB573	543918	30
ACB177	752266	32	ACB265	1358146	32	ACB574	543930	30
ACB183	752332	32	ACB266	1358152	32	ACB575	543953	30
ACB184	752349	32	ACB273	1358206	32	ACB576	543976	30
ACB185	752355	32	ACB274	1358212	32	ACB584	543982	30
ACB186	752361	32	ACB275	1358229	32	ACB585	543999	30
ACB1B0		30	ACB276	1358235	32	ACB586	544007	30
ACB1B1		30	ACB283	1358264	32	ACB663	492635	30
ACB1B2		30	ACB284	1358270	32	ACB664	492641	30
ACB1B3		30	ACB285	1358287	32	ACB665	492658	30

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
ACB666	493876	30	ACBH74		35	AD5D26		78
ACB674	494060	30	ACBH75		35	ADN306		78
ACB675	494114	30	ACBM63	511456	32	ADN308		78
ACB676	494232	30	ACBM64	511462	32	ADN310		78
ACB763	752622	38	ACBM65	511953	32	ADN312		78
ACB764	752639	38	ACBM66	512438	32	ADN314		78
ACB765	752645	38	ACBM67	510652	32	ADN316		78
ACB766		38	ACBM73	17998557	32	ADN318		78
ACB773	752668	38	ACBM74	17998563	32	ADN320		78
ACB774	752674	38	ACBM75	17998586	32	ADN322		78
ACB775	752680	38	ACBM76	17998592	32	ADN324		78
ACB776	752697	38	ACP205	17998600	45	ADN326		78
ACB783	752705	38	ACP206	17998617	45	AE0032	17998652	42
ACB784	752711	38	ACP207	17998623	45	AE0035		42
ACB785	752728	38	ACP208	17998646	45	AE0038	154418	42
ACB786	752734	38	ACP303	204984	45	AE0435	514791	43
ACB864	508508	38	ACP304	204990	45	AE0535	154453	43
ACB865	509614	38	ACP305	205009	45	AE0A32	154424	42
ACB866	509620	38	ACP306	205015	45	AE0A35	154430	42
ACB874	510474	38	ACP307	205021	45	AE0A38	154447	42
ACB875	510528	38	ACP403	205038	45	AE0C35	17509104	42
ACB876	510534	38	ACP404	205044	45	AE0D35	17998669	42
ACB950	486623	30	ACP405	205050	45	AE0E32	17998675	42
ACB951	486646	30	ACP406	205067	45	AE0E38	488243	42
ACB952	486652	30	ACP407	205073	45	AE0N35	17998681	43
ACB953	486675	30	ACP603	752740	45	AE0P35	17998698	43
ACB954	486681	30	ACP604	752757	45	AE0T35	488289	43
ACB955	486698	30	ACP605	752763	45	AE0X35	488295	43
ACB956	486706	30	ACP606	752800	45	AE1138	0	42
ACB957	486669	30	ACP607	752906	45	AEHA35	19252715	41
ACB963	486735	32	ACR205		46	AEHB35	19252721	41
ACB964	486741	32	ACR206		46	AEJ435	3469298	43
ACB965	486764	32	ACR207		46	AEJ535	17509110	43
ACB966	486770	32	ACXL10		14	AG5306	17509127	73
ACB973	486818	32	ACXL12		14	AG5307	17509133	73
ACB974	486824	32	AD5D06		78	AG5308	17509156	73
ACB975	486853	32	AD5D08		78	AG5309	17509162	73
ACB976	486876	32	AD5D10		78	AG5310	17509179	73
ACB984	486913	32	AD5D12		78	AG5312	17509185	73
ACB985	486942	32	AD5D14		78	AG5314	17509191	73
ACB9C3		32	AD5D16		78	AG5316	17509216	73
ACB9C4		32	AD5D18		78	AG5318	17509222	73
ACB9C5		32	AD5D20		78	AG5320	17509239	73
ACBH64		35	AD5D22		78	AG5322		73
ACBH65		35	AD5D24		78	AG5324	17509274	73

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
AG5326	17509280	73	AJ42F3		21	AJ4A76		20
AG5328	17509297	73	AJ42F4		21	AJ4A77		20
AG5330	17509311	73	AJ42F5		21	AJ4A83		20
AJ4161		20	AJ42F6		21	AJ4A84		20
AJ4163		20	AJ42F7		21	AJ4A85		20
AJ4164		20	AJ4562	1357230	21	AJ4A87		20
AJ4165		20	AJ4563	1357247	21	AJ4B61		38
AJ4171		20	AJ4564	1357253	21	AJ4B62		38
AJ4173		20	AJ4565	1357276	21	AJ4B63		38
AJ4174		20	AJ4573	1357342	21	AJ4B64		38
AJ4175		20	AJ4574	1357359	21	AJ4B65		38
AJ4176		20	AJ4575	1357365	21	AJ4B66		38
AJ4261	752970	21	AJ4576	1357371	21	AJ4B67		38
AJ4262	752987	21	AJ4584	1357419	21	AJ4B71		38
AJ4263	752993	21	AJ4585	1357425	21	AJ4B72		38
AJ4264	753001	21	AJ4586	1357431	21	AJ4B73		38
AJ4265	753018	21	AJ4761	154737	21	AJ4B74		38
AJ4266	753024	21	AJ4763	154766	21	AJ4B75		38
AJ4267		21	AJ4764	154772	21	AJ4B76		38
AJ4271	753030	21	AJ4765	154789	21	AJ4B77		38
AJ4272	753047	21	AJ4773	154832	21	AJ4B81		38
AJ4273	753053	21	AJ4774	154849	21	AJ4B82		38
AJ4274	753076	21	AJ4775	154855	21	AJ4B83		38
AJ4275	753082	21	AJ4776	154861	21	AJ4B84		38
AJ4276	753099	21	AJ4861		21	AJ4B85		38
AJ4277		21	AJ4863		21	AJ4B86		38
AJ4281	753107	21	AJ4864		21	AJ4B87		38
AJ4282	753113	21	AJ4865		21	AJ4C62		21
AJ4283	753136	21	AJ4871		21	AJ4C63		21
AJ4284	753142	21	AJ4873		21	AJ4C64	17509357	21
AJ4285	753159	21	AJ4874		21	AJ4C65	17509363	21
AJ4286	753165	21	AJ4875		21	AJ4C66		21
AJ4287		21	AJ4876		21	AJ4C67		21
AJ42D2		21	AJ4884		21	AJ4C72		21
AJ42D3		21	AJ4885		21	AJ4C73		21
AJ42D4		21	AJ4A61		20	AJ4C74	17509386	21
AJ42D5		21	AJ4A63		20	AJ4C75	17509392	21
AJ42D6		21	AJ4A64		20	AJ4C76	17509400	21
AJ42D7		21	AJ4A65		20	AJ4C77		21
AJ42E2		21	AJ4A67		20	AJ4C83		21
AJ42E3	17509328	21	AJ4A71		20	AJ4C84		21
AJ42E4	17509334	21	AJ4A72		20	AJ4C85		21
AJ42E5	17509340	21	AJ4A73		20	AJ4C86		21
AJ42E6		21	AJ4A74		20	AJ4C87		21
AJ42E7		21	AJ4A75		20	AJ4U61		38

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
AJ4U62		38	AK4010	19252738	63	BCAA85	17509771	26
AJ4U63		38	AK4012	19252744	63	BCAA86	17509788	26
AJ4U64		38	AK4100	19252750	63	BCAA94	17509802	26
AJ4U65		38	AK4200	19252767	63	BCAA95	17509819	26
AJ4U66		38	AK4201	19252796	63	BCAA96	17509825	26
AJ4U67		38	AK4300	19252804	63	BCAB40		26
AJ4U71		38	AK5300	500949	63	BCAB41		26
AJ4U72		38	AL0000	17509446	71	BCAB42		26
AJ4U73		38	ALXL10		14	BCAB43		26
AJ4U74	506159	38	ALXL12		14	BCAB44		26
AJ4U75	506260	38	ASP145		95	BCAB45		26
AJ4U76		38	ASP150		95	BCAB46		26
AJ4U77		38	ASP165		95	BCAB47		26
AJ4U81		38	ASP170		95	BCAB50		24
AJ4U82		38	ASP180		94	BCAB51		24
AJ4U83		38	ASP185		94	BCAB52		24
AJ4U84		38	ASP190		95	BCAB53		24
AJ4U85	506283	38	ASP195		94	BCAB54		24
AJ4U86		38	ASXL10		14	BCAB55		24
AJ4U87		38	ASXL12		14	BCAB56		24
AJ4W81	1588432	37	AXXL10		14	BCAB57		24
AJ4W83	1588449	37	AXXL12		14	BCAB62		26
AJ4W84	1588455	37	BBI035	17508949	79	BCAB63		26
AJ4W85	1588461	37	BBI070	17508955	79	BCAB64		26
AJ4W86	1588478	37	BCAA40	17509452	26	BCAB65		26
AJ4Y84		37	BCAA41	17509469	26	BCAB66		26
AJ4Y85		37	BCAA42	17509475	26	BCAB73		26
AJ4Y86		37	BCAA43	17509481	26	BCAB74		26
AJ6610	154944	56	BCAA44	17509498	26	BCAB75		26
AJ6612	154973	56	BCAA45	17509506	26	BCAB76		26
AJ6614	154996	56	BCAA46	17509512	26	BCAB77		26
AJ6616	155004	56	BCAA47	17509529	26	BCAB84		26
AJ6618	155010	56	BCAA62	17509630	26	BCAB85		26
AJ6620	155027	56	BCAA63	17509647	26	BCAB86		26
AJ6710	155056	56	BCAA64	17509653	26	BCAD40		26
AJ6712	155062	56	BCAA65	17509676	26	BCAD41		26
AJ6714	155079	56	BCAA66	17509682	26	BCAD42		26
AJ6716	155085	56	BCAA67	17509699	26	BCAD43		26
AJ6718	155091	56	BCAA72	17509707	26	BCAD44		26
AJ6720	155116	56	BCAA73	17509713	26	BCAD45		26
AJ9212		52	BCAA74	17509736	26	BCAD46		26
AJ9216	752912	52	BCAA75	17509742	26	BCAD47		26
AK2000		11	BCAA76	17509759	26	BCAD50		24
AK3400	17509417	63	BCAA77	17509765	26	BCAD51		24
AK3401	17509423	63	BCAA84		26	BCAD52		24

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
BCAD53		24	BCAG51		24	BCAGE3		26
BCAD54		24	BCAG52		24	BCAGE4		26
BCAD55		24	BCAG53		24	BCAGE5		26
BCAD56		24	BCAG54		24	BCAGE6		26
BCAD57		24	BCAG55		24	BCAGE7		26
BCAD64	17998706	26	BCAG56		24	BCAGF4	17509972	26
BCAD65	17998712	26	BCAG57		24	BCAGF5	17509989	26
BCAD66	17998729	26	BCAG62	17509908	26	BCAGF6		26
BCAD74	17998735	26	BCAG63	17509914	26	BCAJ40		26
BCAD75	9274495	26	BCAG64	17509920	26	BCAJ41		26
BCAD76	17998764	26	BCAG65	17509937	26	BCAJ42		26
BCAD85	17509854	26	BCAG66	17509943	26	BCAJ43		26
BCAD86	17509860	26	BCAG67	17509966	26	BCAJ44		26
BCAD95	17509877	26	BCAG72		26	BCAJ45		26
BCAD96	17509883	26	BCAG73		26	BCAJ46		26
BCAE40		26	BCAG74		26	BCAJ47		26
BCAE41		26	BCAG75	9274555	26	BCAJ50		24
BCAE42		26	BCAG76		26	BCAJ51		24
BCAE43		26	BCAG77		26	BCAJ52		24
BCAE44		26	BCAG84		26	BCAJ53		24
BCAE45		26	BCAG85		26	BCAJ54		24
BCAE46		26	BCAG86		26	BCAJ55		24
BCAE47		26	BCAGB0		24	BCAJ56		24
BCAE50		24	BCAGB1		24	BCAJ57		24
BCAE51		24	BCAGB2		24	BCAJ62	17509995	26
BCAE52		24	BCAGB3		24	BCAJ63	17510001	26
BCAE53		24	BCAGB4		24	BCAJ64	17510018	26
BCAE54		24	BCAGB5		24	BCAJ65	17510024	26
BCAE55		24	BCAGB6		24	BCAJ66	17510030	26
BCAE56		24	BCAGB7		24	BCAJ67	17510047	26
BCAE57		24	BCAGC0		26	BCAJ72	17510053	26
BCAE63		26	BCAGC1		26	BCAJ73	17510076	26
BCAE64		26	BCAGC2		26	BCAJ74	17510082	26
BCAE65		26	BCAGC3		26	BCAJ75	17510099	26
BCAE74		26	BCAGC4		26	BCAJ76	17510107	26
BCAE75	9274466	26	BCAGC5		26	BCAJ77	17510113	26
BCAG40		26	BCAGC6		26	BCAJ84		26
BCAG41		26	BCAGC7		26	BCAJ85		26
BCAG42		26	BCAGD2		26	BCAJ86		26
BCAG43		26	BCAGD3		26	BCAM40		26
BCAG44		26	BCAGD4		26	BCAM41		26
BCAG45		26	BCAGD5		26	BCAM42		26
BCAG46		26	BCAGD6		26	BCAM43		26
BCAG47		26	BCAGD7		26	BCAM44		26
BCAG50		24	BCAGE2		26	BCAM45		26

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
BCAM46		26	BCFA43		29	BCFG66		29
BCAM47		26	BCFA44		29	BCFG67		29
BCAM50		24	BCFA45		29	BCFG72		29
BCAM51		24	BCFA46		29	BCFG73		29
BCAM52		24	BCFA47		29	BCFG74		29
BCAM53		24	BCFA50		28	BCFG75		29
BCAM54		24	BCFA51		28	BCFG76		29
BCAM55		24	BCFA52		28	BCFG77		29
BCAM56		24	BCFA53	17998818	28	BCFJ40		29
BCAM57		24	BCFA54	17998824	28	BCFJ41		29
BCAM63		26	BCFA55	17998830	28	BCFJ42		29
BCAM64		26	BCFA56		28	BCFJ43		29
BCAM65		26	BCFA57		28	BCFJ44		29
BCAM73	17510136	26	BCFA62		29	BCFJ45		29
BCAM74	17510142	26	BCFA63	17998847	29	BCFJ46		29
BCAM75	17510159	26	BCFA64	17998853	29	BCFJ47		29
BCAN40		26	BCFA65	17998876	29	BCFJ50		28
BCAN41		26	BCFA66	17998882	29	BCFJ51		28
BCAN42		26	BCFA67	17998899	29	BCFJ52		28
BCAN43		26	BCFA72		29	BCFJ56		28
BCAN44		26	BCFA73	17998907	29	BCFJ62		29
BCAN45		26	BCFA74	17998913	29	BCFJ63		29
BCAN46		26	BCFA75	17998936	29	BCFJ64		29
BCAN47		26	BCFA76	17998942	29	BCFJ65		29
BCAN50		24	BCFA77	17998959	29	BCFJ66		29
BCAN51		24	BCFG40		29	BCFJ67		29
BCAN52		24	BCFG41		29	BCFJ72		29
BCAN53		24	BCFG42		29	BCFJ73		29
BCAN54		24	BCFG43		29	BCFJ74		29
BCAN55		24	BCFG44		29	BCFJ75		29
BCAN56		24	BCFG45		29	BCFJ76		29
BCAN57		24	BCFG46		29	BCFJ77		29
BCAN64	17510171	26	BCFG47		29	BCFM63		29
BCAN65	17510188	26	BCFG50		28	BCFM64		29
BCAN74	17510194	26	BCFG51		28	BCFM65		29
BCAN75	17510225	26	BCFG52		28	BCFM67		29
BCCG74	17510231	39	BCFG53		28	BCFM73		29
BCCG75	17510248	39	BCFG54		28	BCFM74		29
BCCG76	17998770	39	BCFG55		28	BCFM75		29
BCCG84	17998787	39	BCFG56		28	BCFM77		29
BCCG85	17998793	39	BCFG57		28	BCFP64		29
BCCG86	17998801	39	BCFG62		29	BCFP65		29
BCFA40		29	BCFG63		29	BCFP74		29
BCFA41		29	BCFG64		29	BCFP75		29
BCFA42		29	BCFG65		29	BCGA58	17998965	22

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
BCGA68	17998971	22	BCHJ61		18	BNBA65		36
BCGA78	17998988	22	BCHJ62		18	BNBA66		36
BCGG58		22	BCHJ63		18	BNBA73		36
BCGG68		22	BCHJ64		18	BNBA74		36
BCGG78		22	BCHJ65		18	BNBA75		36
BCHA61		18	BCHJ66		18	BNBA76		36
BCHA62		18	BCHJ67		18	BNBA84		36
BCHA63		18	BCHJ71		18	BNBA85		36
BCHA64		18	BCHJ72		18	BNBA86		36
BCHA65		18	BCHJ73		18	BNBB53		36
BCHA66		18	BCHJ74		18	BNBB54		36
BCHA67		18	BCHJ75		18	BNBB55		36
BCHA71		18	BCHJ76		18	BNBB63		36
BCHA72		18	BCHJ77		18	BNBB64		36
BCHA73		18	BCHJ81		18	BNBB65		36
BCHA74		18	BCHJ82		18	BNBB73		36
BCHA75		18	BCHJ83		18	BNBB74		36
BCHA76		18	BCHJ84		18	BNBB75		36
BCHA77		18	BCHJ85		18	BNBB84		36
BCHA81		18	BCHJ86		18	BNBB85		36
BCHA82		18	BJ3008	513165	59	BNBB86		36
BCHA83		18	BJ3010	513627	59	BNBJ53		36
BCHA84		18	BJ3012		59	BNBJ54		36
BCHA85		18	BNAA50	19672245	24	BNBJ55		36
BCHA86		18	BNAA51	19672251	24	BNBJ63		36
BCHG61	17999002	18	BNAA52	19672268	24	BNBJ64		36
BCHG62		18	BNAA53	19672280	24	BNBJ65		36
BCHG63	17999019	18	BNAA54	19672297	24	BNBJ73		36
BCHG64	17999025	18	BNAA55	19672305	24	BNBJ74		36
BCHG65	17999031	18	BNAA56	19672334	24	BNBJ75		36
BCHG66		18	BNAA57	19672340	24	BNBJ84		36
BCHG67	17999048	18	BNAA63		24	BNBJ85		36
BCHG71	17999054	18	BNAA64		24	BNFA64		28
BCHG72	17999060	18	BNAA65		24	BNFA65		28
BCHG73	17999077	18	BNAA73		24	BNFA74		28
BCHG74	17999108	18	BNAA74		24	BNFA75		28
BCHG75	17999114	18	BNAA75	9274673	24	BNFG64		28
BCHG76	17999143	18	BNAA84		24	BNFG65		28
BCHG77		18	BNAA85	9274733	24	BNFG66		28
BCHG81	17999166	18	BNBA53		36	BNFG74		28
BCHG82		18	BNBA54		36	BNFG75		28
BCHG83	17999172	18	BNBA55		36	BNFG76		28
BCHG84	17999189	18	BNBA56		36	BNFQ64		28
BCHG85	17999195	18	BNBA63		36	BNFQ65		28
BCHG86		18	BNBA64		36	BNFQ66		28

Laser

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
BNFQ74		28	EN2816		82	FSX272		7
BNFQ75		28	EN2818		82	FSX365		7
BNFQ76		28	EN2911		82	FSX550		7
BNGA58		22	EN2914		82	FSX800		7
BNGA68		22	EN2916		82	GA1035		96
BNGA78		22	EN2918		82	GA1045		96
CD1010	793667	51	ER8075		83	GA6106		96
CD1012	793696	51	ER8125		83	GA6208		96
CD1014	793710	51	ES2814		82	GA6210		96
CD1112	793845	51	ES2816		82	GA6212		96
CD1114	793874	51	ES2818		82	GA6214		96
CD1210	6573576	51	ES2820		82	GA6216		96
CD1212	6573547	51	ES2822		82	GA6218		96
CD1214	6573524	51	ES2914		82	GA6220		96
CD1A10	793733	51	ES2916		82	GA6222		96
CD1A12	793762	51	ES2918		82	GA6225		96
CD1A14	793785	51	ES2920		82	GA6230		96
CD1A16	793816	51	ES2922		82	GA6235		96
CD1B10	793928	51	EXN434		11	GA6240		96
CD1B12	793940	51	EXN734		11	GA6908		96
CD1B14	793963	51	EXN934		11	GA6910		96
CD1B16	793992	51	EXP448		12	GA6912		96
CD1B18	794017	51	EXP470		12	GA6914		96
CD1B20	794046	51	EXT224		11	GA6916		96
CD1C10	4018043	51	EXT424		11	GA6918		96
CD1C12	4025741	51	EXT624		11	GA6920		96
CD1C14	4027148	51	FBI272		7	GA6925		96
CD1C16	4079725	51	FLI600		7	GA6930		96
CD1C18	4079814	51	FS0104		6	GA6935		96
CD1C20	4079820	51	FS0310		6	GB6009		97
CP1820	17510254	62	FSI000		7	GB6012		97
CPCASE		6	FSI150		7	GB6015		97
CPGL01		6	FSI200		7	GB6018		97
CPIC01		6	FSI272		7	GB6021		97
CPOBS1		6	FSI365		7	GB6024		97
CV3808	16514356	62	FSI550		7	GB6027		97
DOG151		10	FSI800		7	GB6030		97
DOG158		10	FSV000		7	GB6033		97
DOG201		10	FSV200		7	GB6036		97
DOG208		10	FSV272		7	HA6106	18188441	74
E17924		83	FSV365		7	HA6108	18188458	74
E17926		83	FSV550		7	HA6110	18188464	74
E17928		83	FSV800		7	HA6112	18188470	74
EN2811		82	FSX000		7	HA6114	18188487	74
EN2814		82	FSX200		7	HA6116	18188501	74

Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	PZN-Nr.	Seite
HA6118	18188518	74	RCJ109	17999290	56	XB6N24	17508843	67
HA6120	18188524	74	RCJ110	3469281	56			
HA6122	18188553	74	RCJ112	17999309	56			
HA6124	18188576	74	RCJ114	17999315	56			
HI6612	17999203	76	REA000	3360259	53			
HI6614	17999226	76	RJA006		53			
HI6616	17999232	76	RJA008		53			
HI6618	17999249	76	RJA108		53			
HI6620	17999255	76	RJA110		53			
HI6622	17999261	76	RJA112		53			
HI6624	17999278	76	RJA114		53			
JUNEGX-2020		86	RJA208		53			
KBOX02		13	RJA210		53			
KEY001		6	RJA212		53			
NBI035	10027595	79	RJB108		53			
NBI070	10027603	79	RJB109		53			
PB0101	501050	62	RJB110		53			
PB0102	501601	62	RJB208		53			
PB0103	502612	62	RJB210	3469275	53			
PB0201	502888	62	TFLD01		6			
PB0202	503190	62	UR3101		90			
PB0203	503250	62	UR3105		90			
PB1201	503468	62	XB6118	17508553	68			
PB1203	503480	62	XB6120	17508576	68			
PB1204	504232	62	XB6122	17508607	68			
PB1205	504255	62	XB6124	17508613	68			
QB3321		86	XB6218	17508642	67			
QB5555		86	XB6220	17508659	67			
QB5558		86	XB6222	17508665	67			
QB9350		86	XB6224	17508671	67			
RAC018	17510260	55	XB6318	17508688	66			
RAC022	17510277	55	XB6320	17508694	66			
RBA008		55	XB6322	17508702	66			
RBA010		55	XB6324	17508719	66			
RBA012		55	XB6L18	17508725	66			
RBB010		55	XB6L20	17508731	66			
RBB014		55	XB6L22	17508748	66			
RBC008		55	XB6L24	17508754	66			
RBC010		55	XB6M18	17508760	68			
RBD010	17510283	15	XB6M20	17508777	68			
RBD014	17510308	15	XB6M22	17508783	68			
RCJ006		56	XB6M24	17508808	68			
RCJ007		56	XB6N18	17508814	67			
RCJ008		56	XB6N20	17508820	67			
RCJ108	17999284	56	XB6N22	17508837	67			

Stand Katalog: Herbst 2025

Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Unsere aktuellen allgemeinen

Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite unter [coloplast.de/global/agb](http://coloplast.de/global/agb)

Lasert

Endourologie

Perkutane  
Harnableitung

Konnektoren und  
Verschlussstopfen

Unterer  
Harntrakt

Implantate für  
den Mann

Urogynäkologie

Chirurgie

Weitere  
Informationen

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern.

In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwendern finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie.

Darüber hinaus bieten wir in Deutschland auch Homecare-Dienstleistungen an. Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.